

Clear&SimpleTM

ЗА ДОМАШНА УПОТРЕБА

ДИГИТАЛЕН ТЕСТ ЗА БРЕМЕННОСТ

ПРЕДИ УПОТРЕБА:

1. Моля прочетете внимателно листовката.
2. Не е необходимо да събирате урина в съд, тъй като тестът може да се използва директно под струята докато уринирате.

НАЧИН НА УПОТРЕБА:

Предупреждения:

Не отваряйте фолиевата опаковка, докато не сте напълно готова за тестване. По време на тестването никога не задържайте устройството с насочен нагоре накрайник. Бъдете внимателна по време на тестването да не попадне урина по различните части на устройството, освен по предназначения за целта абсорбиращ връх.



1.Отворете фолиевата опаковка непосредствено преди употреба и извадете писалката. Издърпайте капачката, за да се покаже абсорбиращият връх. Дръжте писалката, така че върха ѝ да сочи надолу и го поставете под струята с урина (фиг. 1), или го потопете в съд с урина за около 10 секунди (фиг. 2). След около 10 секунди ще чуете звуков сигнал и на екрана ще се появи символ на пясъчен часовник, който примигва (фиг. 3)
Звуковият сигнал означава, че абсорбиращият връх е напоен с достатъчно количество урина, за да се изпълни теста.

2.Поставете отново капачката и оставете теста на равна повърхност.



5 минути до отчитане на резултата

Пясъчният часовник ще продължи да мига, което показва, че тестът е започнал да отчита. След 5 минути ще чуете втори звуков сигнал и пясъчният часовник ще спре да мига, като на екрана ще се появи резултатът.

Ако символът на пясъчен часовник не се появи до 2 минути погледнете въпрос 7 от секция „Често задавани въпроси“.



Фиг.1



Фиг.2



Фиг.3

РАЗЧИТАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ:

Pregnant

Not Pregnant

Error

БРЕМЕННА СТЕ - Ако на екрана на теста се появи надпис **Pregnant** означава, че сте бременна. Вижте въпрос 4 от секция „Често задавани въпроси“.

НЕ СТЕ БРЕМЕННА - Ако на екрана на теста се появи надпис **Not Pregnant** означава, че няма наличие на бременност. Вижте въпрос 5 от секция „Често задавани въпроси“.

НЕВАЛИДЕН РЕЗУЛТАТ - Ако на екрана на теста се появи надпис **Error** означава, че тестът е невалиден. Повторете тестването с нов тест. Вижте въпрос 6 от секция „Често задавани въпроси“.

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ:

1. Как работи тестът за бременност Clear&Simple?

При жена, която не е бременна хормонът hCG (Human Chorionic Gonadotropin) нормално присъства в урината в много ниски нива (обикновено 5mIU/ml). При наличие на бременност, женското тяло произвежда значителни количества от този хормон. До времето на първия ден от закъснението на менструацията Ви, този хормон вече би трябвало да е достигнал до нива, които да бъдат засечени от теста. Този тест отчита hCG хормона в урината при стойност от 25mIU/ml. Продуктът е предназначен за употреба в домашни условия.

2. Кога мога да направя теста?

Можете да се тествате от първия ден на закъснението на менструацията Ви. Съветваме Ви да използвате първата урина за деня, тъй като тя съдържа по-голямо количество от hCG хормона. Въпреки това може да направите теста по-всяко време на деня.

3. Колко точен е тестът Clear&Simple?

В лабораторни условия тестовите Clear&Simple показват точност от над 99% при употреба в първия ден от закъснението на менструацията.

4. Какво да направя ако тестът ми е положителен (бременна съм)?

Положителният резултат означава, че в урината Ви са били засечени нива над 25mIU/ml на hCG хормона. Необходимо е да се обърнете към Вашия лекар, който може да Ви насочи към следващите стъпки.

5. Какво да направя ако тестът ми е отрицателен (не съм бременна)?

Ако резултатът от теста е отрицателен вероятно не сте бременна, или сте в много ранна бременност, при която нивата на hCG хормона не са достатъчно високи, за да бъдат отчетени от теста. Има вероятност да не сте калкулирали правилно първия ден от закъснението на менструацията Ви. Ако сте тествали по-рано, изчакайте 48 часа и направете нов тест. Ако Вашата менструация закъснява, тествайте отново след 72 часа с нова писалка. Ако тогава отново имате отрицателен резултат и все още нямате наличие на менструация, е желателно да посетите Вашия лекар.

6. Какво да направя ако тестът е невалиден?

Ако тестът не е сработил коректно е необходимо да повторите тестването с нов тест. Възможните причини за грешка са:

- Абсорбиращият връх не е държан надолу под струята урина, или не е поставен на равна повърхност по време на отчитане на резултата
- Абсорбиращият връх не е намокрен достатъчно
- Абсорбиращият връх е задържан повече от необходимото време под струята с урина и е намокрен прекалено много
- Ефектът на Hook (вижте въпрос 8 от секция „Често задавани въпроси“)

7. Какво да направя ако символът с пясъчен часовник не се появи на екрана?

Това означава, че тестът не е сработил правилно. В този случай е необходимо да повторите тестването с нов тест.

8. Има ли фактори, които могат да повлияят на резултата?

Тестването прекалено скоро след употребата на лекарства за фертилитет, които съдържат hCG хормона, може да даде подвеждащи резултати. Ако наскоро сте спряла да приемате хормонални контрацептиви или използвате средства за фертилитет като clomiphene citrate, Вашата менструация може да бъде нередовна, което да Ви подведе да тествате прекалено рано.

Ако наскоро сте била бременна (дори и детето да е родено преди термин) е възможно да имате фалшив положителен резултат. Извънматочна бременност, кисти на яйчника, менопауза и някои много рядки заболявания могат да доведат до отчитането на подвеждащ резултат.

Ако имате положителен резултат, но в следствие не се потвърди бременност, е възможно да сте направила спонтанен аборт в ранните етапи на бременността.

При някои жени, които са бременни след 6 г.с. е възможно да се получат некоректни резултати (2 бледи линии), поради много високите нива на hCG хормона (т.нар. hook effect).

Ако получите неочаквани резултати е желателно да ги обсъдите с Вашия лекар.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

1. Да се използва само за in vitro диагностика (тестът НЕ е предназначен за вътрешна употреба)
2. Не използвайте теста след изтичането на срока му на годност, маркиран на опаковката.
3. Всеки тест за бременност е предназначен за еднократна употреба. Не използвайте един и същи тест повторно.

4. Не използвайте теста ако защитното му фолио е разкъсано или повредено.
5. След като защитното фолио бъде отворено, тестът трябва да се използва веднага.
6. ПАЗЕТЕ ДАЛЕЧ ОТ ДЕЦА!
7. Не замръзвайте.

ЗНАЧЕНИЕ НА СИМВОЛИТЕ НА ОПАКОВКАТА:

	Не използвайте повторно		Внимание, прочетете инструкциите за употреба		Партиден номер
	Съхранявайте при температура между 4 и 30°C		Използвайте преди изтичане на срока на годност		Тест за in vitro диагностика (не е за вътрешна употреба)
	Да се пази от влага		Да се пази от пряка слънчева светлина		Съдържа тестове достатъчни за <n> на брой тествания



Производител: Guangzhou Wondfo Biotech Co., Ltd.No.8 Lizhishan Road, Science City, Luogang District, 510663, Guangzhou, China



Qarad b.v.b.a., Ciplastraat 3, B-2440 Geel, Belgium
Дистрибутор: "Р и КО Дистрибуишън" ЕООД, гр. София, бул. "Ген.Е.И. Тодобеков" № 30-32, ет.7, тел.0889811335; email: office@nasopure.bg

