

## **FINGER MASS - МАСАЖОР ЗА ТЯЛО**

Благодарим Ви за избора на "Finger Massager" от LANAFORM®. Този иновативен масажор наподобява пръстовите кръгови движения на шиацу масажа. Неговата "Spring Neck Buffer" система ще ви осигури лек, успокояващ масаж на мускулите.

Изкуствените пръсти на уреда са предназначени да симулират натиска на пръстите на масажист (лек натиск / силен натиск / релаксация).

Четири микро-мотора, монтирани в "пръстите" създават енергични, успокояващ и релаксиращи масажни движения и благодарение на системата "Spring Neck Buffer". Така ще се насладите на масаж, без какъвто и да е дискомфорт и ще се освободите от мускулните болки и умората.

Този масажор наподобява няколко масажни техники: "палци", "месене и натиск" и "rakin", техники плюс шиацу масаж на различни части на тялото.

Както е показано на фигурата по-долу, четирите глави са поставени точно на вашите акупунктурни точки:

(Техника)

Шиацу масаж с "Spring Neck Buffer"

Масаж "месене и натиск" техника

(Техника)

1. Масаж с помощта на "палци" техника.
2. Масаж с помощта на "месене и натиск" техника
3. Масаж с помощта на "rakin" техника
4. Позиция на акупунктурните точки.

### **ВАЖНИ мерки за безопасност**

**Моля, прочетете внимателно всички инструкции преди да използвате този уред.**

**Опасно:** За да се избегнете всякакъв риск от токов удар

- Винаги изключвайте уреда след употреба и преди да го почистите.
- Никога не се опитвайте да вземете уред, който е паднал във вода.
- Изключете уреда веднага.
- Не използвайте този уред във вана или душ.
- Не съхранявайте уреда на място, където може да падне във ваната или в мивката.
- Не го потапяйте или не допускайте да падне във вода или друга течност.

**Внимание:** за да се предотврати риск от изгаряне, пожар, токов удар или нараняване

- Електрически уред никога не трябва да бъде оставен включен без надзор.
- Изключвайте уреда, когато не го използвате и преди да поставяте или сваляте части или аксесоари.
- Изисква се внимателно наблюдение, когато електрически уред се използва от или в присъствието на деца или лица с увреждания.
- Използвайте този уред изключително и само съгласно указанията, дадени в това ръководство.
- Не използвайте аксесоари по начин, който не е описан в ръководството.
- Не използвайте аксесоари, които не са били доставени с този уред.
- Не използвайте този уред, ако електрически кабел или щепсел е повреден, ако не работи правилно, ако е паднал във вода или, ако е повреден.
- В тези случаи, уреда следва да бъде проверен и ремонтиран от квалифициран техник или от оторизиран сервизен център.
- Пазете електрическия кабел далеч от горещи повърхности.
- Никога не използвайте този масажор преди или по време на сън.

- Никога не позволявайте на каквито и да било предмети да попадат или падат в/върху уреда. Не поставяйте никакви предмети в отворите на уреда.
- Никога не използвайте този уред в стаята, където се използват аерозолни продукти (спрейове) или в стая, където е бил използван кислород.
- Никога не използвайте този уред близо до или върху очите или много чувствителни зони на тялото.
- Не използвайте уреда под одеало или възглавница. Прегряването може да причини пожар, токов удар или нараняване.
- Не носете уреда посредством електрическия кабел, не използвайте кабела като дръжка.
- Не използвайте уреда на открито.
- За да изключите уреда, завъртете всички ключове на позиция "0". След това изключете щепсела.
- Този уред е предназначен изключително за семейна употреба.

### **Внимание**

- Ако сте загрижени за здравето си, консултирайте се с лекар преди да използвате този уред.
- Ако усещате дискомфорт или болка в постоянна спирка използвате уреда и да се консултирате с Вашия лекар.
- Лица, ползващи пейсмейкър, трябва да се консултират с лекар преди да използват този уред.
- Никога не оставяйте електрическия уред без надзор, особено в присъствието на деца.
- Никога не покривайте електрическия уред, докато е в експлоатация.
- Не използвайте този уред непрекъснато за повече от 20 минути. Прекомерната употреба на този уред може да доведе до прегряване и намаляване на полезния живот.
- Ако уредът прегрява, изключете го и го оставете да изстине преди да работите отново.
- Никога не използвайте уреда върху част от тялото, която е подута или възпалена, или има обрив.
- Този уред е непрофесионален апарат за масаж, предназначен да успокои уморените мускули. Да не се използва като заместител на медицински грижи.
- Не използвайте този уред, преди лягане. Масажът може да има стимулиращ ефект, и да възпрепятства съня Ви.
- Не използвайте този уред в леглото.
- Този уред не трябва да се използва от хора, страдащи от заболявания, които може да попречат на правилната употреба и контролиране на уреда.
- Този уред не трябва да се използва от деца без надзор от възрастен
- Ако електрическият кабел е повреден, уреда следва да бъде провери и ремонтиран при необходимост от специализиран техник, за да се предотврати каквато и да е опасност.
- Този уред има гореща повърхност. Лица, нечувствителни към топлина трябва да използват уреда предпазливо.

### **ХАРАКТЕРИСТИКИ**

- Лека, извита дръжка, за удобен захват и лесно използване.
- 4 микро-мотори, оборудвани с "Spring Neck Buffer" за качествен шиацу масаж.
- Контрол на интензивността на режимите - Масаж / Инфрачервена топлина и масаж (Hi / Lo).
- Голяма инфрачервена затопляща повърхност за ефективно облекчение, благодарение на ефекта на топлината.

(Техника)

1. Широк обхват на инфрачервена топлина
2. Четири изкуствени "пръсти", оборудвани с микро-мотори
3. "Spring Neck Buffer" система
4. Контрол на интензивността
5. Мощност / Избор на функция
6. Извита дръжка

## **ИНСТРУКЦИИ**

Уверете се, че уредът е в положение "0. Изключено", преди да го включите. Включете уреда в подходящ контакт (230V-240V) Натиснете бутона "M" или "M + H", за да включите уреда. За да промените интензивността на масажа, натиснете ключа за контрол на интензивността към "Lo" или "Hi".

\* Избор на функции: 0 = изключено

M = масаж

M + H = масаж + инфрачервена топлина

\* Масаж избор на интензивност: Hi = висока интензивност

Lo = ниска интензивност

- Поставете четирите върха на пръстите на масажора с лек натиск върху тялото, където усещате болка или напрежение в мускулите. Няма опасност да нараните мускулите, защото уредът има вградена функция, която автоматично намалява интензивността на вибрациите ако натиснете твърде силно.

- За облекчаване на болки и умора в мускулите, масажирайте тази част на тялото в продължение на три минути.

-Ние препоръчваме да не използвате масажора за повече от 20 минути за всеки масаж. Ако уредът се използва за продължителен период от време, е възможно да се изключи сам, за да се предотврати прегряване и влошаване състоянието на системата. Оставете уреда да се охлади, преди да го използвате отново. Това изключване не трябва да се смята за неизправност на уреда.

-Когато масажът приключи, спрете уреда чрез поставяне на ключа на позиция "0". След това го извадете и го съхранявайте на сухо място. Този уред е предназначен за семейно ползване.

## **ПОДДРЪЖКА**

### **Почистване:**

Уверете се, че вашият масажор е изключен и го оставете да изстине преди да го почистите. Използвайте мека, леко влажна кърпа. Никога не оставяйте вода или друга течност да влезе в контакт с дръжката на масажор.

### **Съхранение:**

Изключете уреда и го оставете да се охлади преди да го приберете в кутията на сухо, чисто място. Никога не навивайте електрическия кабел около уреда, това може да повреди кабела и той може да се прекъсне. Никога не носете и увисвайте уреда от електрическия кабел.

## **Две години гаранция**

LANAFORM® гарантира, че този продукт се доставя без всякакви материални или производствени дефекти. Има гаранция за срок от две години от датата на покупка, освен в следните случаи:

Тази гаранция на LANAFORM® не покрива щети, причинени от неправилна употреба или прекомерна употреба, инцидент, монтаж на какъвто и да било неоторизиран аксесоар, модификация на продукта, или някаква друга причина извън контрола на LANAFORM® LANAFORM® не носи каквато и да е отговорност за случайни, закономерни или специални щети.

Всички правни гаранции за пускане на пазара и гаранции за годност за конкретна цел са ограничени до общо две години от датата на закупуване на продукта.

При получаване на масажор, LANAFORM® ще ремонтира или замени Вашия масажор според случая, и ще го върне обратно. Гаранцията може да бъде упражнена само от LANAFORM® сервизен център. Ремонт на този продукт, осъществен от всеки друг сервизен център, различен от LANAFORM® унищожава гаранцията на уреда.