

Foot Massager - масажор за крака

Бихме искали да ви благодарим за избора на Масажора за крака от LANAFORM Масажорът вибрира леко, за да отпусне и възстанови уморените крака.

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

МОЛЯ, Пазете тези Инструкции. Прочетете всички инструкции внимателно преди употреба.

Поставяне на батериите: отворете ципа на гърба на масажора. Поставете 2 x "LR20" батерии (не са включени в комплекта) в отделението за батериите, върнете вибриращия механизъм обратно и затворете ципа. Пъхнете краката си в чехлите и натиснете за да активирате вибрациите.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не поставяйте масажора близо до радиатор или отоплителен уред. Всеки под медицинско лечение/наблюдение трябва да се консултира с личния си лекар преди да използвате този уред. Не използвайте масажора, ако е налице очевидно, подуване, възпаление или раздразнение. Никога не използвайте уреда по време на сън. Не пъхайте никакви предмети в отворите.

Използвайте масажора с внимание, както е посочено. Този уред е предназначен само за лична употреба.

N.B. В случай на повреда не поправяйте уреда сами. Да се пази от достъп на деца. Това оборудване не се препоръчва за деца и лица с намалени умствени или физически способности, без надзор.

ПОЧИСТВАНЕ

1. Свалете вибриращия механизъм преди почистване.

2. Не мийте масажора.

3. Може да перете калъфа при 30 ° m максимум.

4. Сушете при 30 ° m максимум.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Напрежение: 2x 1,5 L волта LR20

тъкани СЪДЪРЖАНИЕ

35% акрил

65% полиестер

Foot Massager - масажор за крака

Бихме искали да ви благодарим за избора на Масажора за крака от LANAFORM Масажорът вибрира леко, за да отпусне и възстанови уморените крака.

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

МОЛЯ, Пазете тези Инструкции. Прочетете всички инструкции внимателно преди употреба.

Поставяне на батериите: отворете ципа на гърба на масажора. Поставете 2 x "LR20" батерии (не са включени в комплекта) в отделението за батериите, върнете вибриращия механизъм обратно и затворете ципа. Пъхнете краката си в чехлите и натиснете за да активирате вибрациите.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не поставяйте масажора близо до радиатор или отоплителен уред. Всеки под медицинско лечение/наблюдение трябва да се консултира с личния си лекар преди да използвате този уред. Не използвайте масажора, ако е налице очевидно, подуване, възпаление или раздразнение. Никога не използвайте уреда по време на сън. Не пъхайте никакви предмети в отворите.

Използвайте масажора с внимание, както е посочено. Този уред е предназначен само за лична употреба.

N.B. В случай на повреда не поправяйте уреда сами. Да се пази от достъп на деца. Това оборудване не се препоръчва за деца и лица с намалени умствени или физически способности, без надзор.

ПОЧИСТВАНЕ

1. Свалете вибриращия механизъм преди почистване.

2. Не мийте масажора.

3. Може да перете калъфа при 30 ° m максимум.

4. Сушете при 30 ° m максимум.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Напрежение: 2x 1,5 L волта LR20

тъкани СЪДЪРЖАНИЕ

35% акрил

65% полиестер