

Ръководство на потребителя за уред за йонна грижа за кожата Pureo Beurer FC 90

1. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА

- 1 бр. уред FC 90
- 1 бр. захранващ адаптер
- 1 бр. 30 мл. интензивно почистващо мляко (може да поръчате допълнителни бройки от него на каталожен номер 163.394.)
- 1 бр. 15 мл. крем Advanced Hydro Lift (може да поръчате допълнителни бройки от него на каталожен номер 163.392)
- 1 бр. упътване за употреба

2. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА УРЕДА

- Благодарение на своята мултифункционална йонна технология, FC 90 Pureo е идеален за почистване на кожата на лицето и за извършване на процедури против стареене.
- Уредът може да е зареден както с положителни, така и с отрицателни йони. Благодарение на електрохимични реакции тези заредени йони стигат от повърхността на кожата до по-дълбоките й слоеве и обратно.
- Този уред има три специфични функции на работа:
 - Функция почистване тип Дезинкустрация: Отрицателно заредените частици в почистващото мляко се насочват дълбоко в кожата с помощта на отрицателни йони. Там замърсяванията на кожата се третират, така че положителния заряд на уреда да ги извлече на повърхността на кожата много по-лесно.
 - Функция анти-стареене чрез йонофореза: Когато уредът е зареден с отрицателен заряд, отрицателно заредените частици в крема против стареене Advanced Hydro проникват в дълбочината на кожата. Там кремът има най-силен ефект.
 - Функция за охлаждане и затопляне: Функцията за затопляне отпуска кожата върху лицето и подобрява кръвообращението, а кожата ви става осезаемо по-мека. Функцията за охлаждане ви помага с борбата срещу подуване и отоци, а освен това порите ви се свиват и еластичността на кожата ви се подобрява.

3. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Уредът е предназначен само за домашна употреба на закрито.
- Дръжте уреда и опаковката далеч от достъпа на деца – уредът не е играчка. Деца не бива да почистват уреда без надзор от възрастен.
- Устройството да не се използва от деца и хора с намалени физически, сензорни или умствени способности без надзора на възрастен или преди да са инструктирани за безопасното използване на уреда и са напълно наясно с произтичащите от това рискове при употреба.
- Уредът не бива да се използва от хора с метални импланти (например пейсмейкъри). В противен случай правилната им функция не може да бъде гарантирана.
- Не използвайте уреда при признаци на повреда или неправилно функциониране.
- Ако захранващият кабел е повреден, трябва да се смени, а ако не може да се смени, уредът трябва да се изхвърли.
- Уредът трябва да се използва само върху лицето и само върху хора.
- Преди употреба прочетете тези инструкции за употреба внимателно. Ако дадете този уред на друг, моля предайте им и тези инструкции за употреба.
- Ако след употреба усетите кожно неразположение, продължително зачервяване или нежелани странични ефекти – спрете да използвате уреда и потърсете лекарска помощ.
- Не използвайте уреда върху хронично раздразнена или наранена кожа – алергии, изгаряния, обриви, подута или посинена кожа, отворени рани или рани, които се възстановяват в момента.

Поради риск от токов удар:


- Дръжте уреда далеч от вода.
- Използвайте само захранващия адаптер, който идва с уреда.
- Уредът трябва да се използва само в токово мрежа с подходящо токово напрежение.
- Включвайте уреда в контакта само когато е изключен.
- Не използвайте уреда, ако е претърпял удар или ако в корпуса му е проникнала вода.
- Преди употреба проверете уреда и аксесоарите му за видими повреди. Ако установите такива, моля потърсете помощ от търговеца на уреда.
- Не използвайте уреда по време на буря!
- Не дърпайте кабела, за да изключите уреда от контакта.
- Никога не носете и дръжте уреда за кабела.

- Дръжте кабела и адаптера далеч от горещи повърхности, както и от вода и влажни помещения.
- Не използвайте този уред във вода, във вана, под душа, в близост до вода или в много влажна среда!
- Ако уредът падне във вода не го вадете – риск от токов удар! Извадете кабела за захранване от контакта веднага.
- Уредът трябва да се използва само по предназначение и според инструкциите за употреба на производителя. Производителят не носи отговорност за повреди или наранявания, причинени от неправилна употреба.
- Не отваряйте уреда и никога не го поправяйте сами. Поправки трябва да се извършват само от оторизиран технически персонал.

Поради риск от пожар никога:

- Не използвайте уреда под одеяла, възглавници или кърпи.
- Не използвайте уреда в близост до леснозапалими течности.
- Не покривайте въздушните отвори.
- Не прибирайте уреда без да сте го изключили.
- Не излагайте уреда на високи температури.

4. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА

1. Глава за процедури.
2. LCD дисплей.
3. Бутон за ВКЛ/ИЗКЛ .
4. Бутон за отрицателни йони.
5. Бутон за положителни йони.
6. Бутон за затопляне.
7. Бутон за охлаждане.



ВАЖНО:


- Дръжте опаковката на уреда далеч от деца – риск от задушаване!
- След като махнете опаковката проверете дали всички части на уреда са налични и че няма следи от повреди върху тях или уреда.
- Сложете захранващия адаптер в контакта.


5. ПРЕДИ УПОТРЕБА




- Преди употреба на почистващото мляко и крема Hydro Lift извършете тест, за да проверите, че не сте чувствителни към тях.
- Почистете свивката на ръката си (от другата страна на лакътя) добре и след това сложете малко количество от двата крема. Оставете ги да попият.
- Ако след 48 часа няма следа от негативни реакции може да използвате кремове. Ако има следа от кожна реакция, моля не използвайте кремове.
- Никога не правете тест за чувствителност в зоната около очите.
- Уредът може да се използва както за грижа за кожата на лицето, така и за почистването ѝ.
- По време на употреба дръжте уреда, така че ръката ви да покрива и двете ленти в хромов цвят от едната страна на уреда. В противен случай електрическата верига ще бъде отворена и йонната функция няма да бъде възможна.
- За оптимални резултати препоръчваме да използвате интензивното почистващо мляко и крема Hydro Lift, тъй като те са създадени специално за работа с този уред.
- Препоръчваме сутрин за използване функцията за грижа, а вечер комбинация от нея и функцията за почистване.




6. РАБОТА С УРЕДА

6.1 Функция грижа за кожата (сутрин)

Фаза предварително затопляне (30 секунди) →  (2 минути) →



Фаза на предварително охлаждане (30 секунди) →  (2 минути)





- Сложете крема Hydro Lift върху местата на лицето, които искате да третирате.
- Натиснете бутон ВКЛ/ИЗКЛ .
- Първо натиснете бутона за топлина , а след него бутона за негативни йони . Уредът започва фазата на предварително затопляне. На дисплея излиза „WAITING“. Когато този надпис изчезне от дисплея, уредът е готов за употреба.
- Сега използвайте главата на уреда, за да масажирате нежно лицето си с кръгови движения.

- След две минути натиснете бутона за охлаждане , а след него бутона за отрицателни йони . Уредът започва фазата на предварително охлаждане. На дисплея излиза „WAITING“. Когато този надпис излезне от дисплея, уредът е готов за употреба. Продължете процедурата още 2 минути.
- За да изключите уреда натиснете бутон ВКЛ/ИЗКЛ .

6.2 Комбинирана функция за грижа и почистване (вечер)


Почистване:


Фаза предварително затопляне (30 секунди) →  
3 min 1 min

- Сложете почистващото мляко на лицето си.
- Натиснете бутон ВКЛ/ИЗКЛ .
- Първо натиснете бутона за топлина , а след него бутона за негативни йони . Уредът започва фазата на предварително затопляне. На дисплея излиза „WAITING“. Когато този надпис излезне от дисплея уредът е готов за употреба.
- Сега използвайте главата на уреда, за да масажирате нежно лицето си с кръгови движения.
- След 3 минути натиснете бутона за положителни йони  и продължете процедурата за още 1 минута. След като сте приключили фазата на почистване измийте лицето си в топла вода.





Грижа:

След като сте приключили с фазата на почистване преминете към фазата за грижа.

Фаза предварително затопляне (30 секунди) →  (1 минута) → Фаза

на предварително охлаждане (30 секунди) →  (1 минута) → повторете процеса още веднъж отначало.

- Почистете главата на уреда с кърпа, която не оставя мъх, за да няма почистващо мляко по нея.
- Сложете крема Hydro Lift върху местата на лицето, които искате да третирате.

- Първо натиснете бутона за топлина , а след него бутона за негативни йони . Уредът започва фазата на предварително затопляне. На дисплея излиза „WAITING“. Когато този надпис излезне от дисплея уредът е готов за употреба.
- Сега използвайте главата на уреда, за да масажирате нежно лицето си с кръгови движения.
- След 1 минута натиснете бутона за охлаждане . Уредът започва фазата на предварително охлаждане. На дисплея излиза „WAITING“. Когато този надпис излезне от дисплея, уредът е готов за употреба. Продължете процедурата още 1 минута.
- Повторете процедурите на затопляне и охлаждане по описания горе начин още веднъж. При необходимост сложете още от крема Hydro Lift.
- За да изключите уреда натиснете бутон ВКЛ/ИЗКЛ .

7. ПОЧИСТВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ

- Когато не използвате уреда го съхранявайте на сухо, прохладно място далеч пряка слънчева светлина.
- Никога не потапяйте уреда във вода или други течности.
- Почиствайте уреда със суха кърпа след всяка употреба. При необходимост използвайте навлажнена с вода кърпа. Не допускайте в уреда да проникне вода.
- Не използвайте почистващи препарати, които могат да увредят уреда.
- В никакъв случай не потапяйте уреда под вода, тъй като проникването на вода в него може да го повреди.

8. РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ

Може да поръчате следните резервни части под каталожен номер:

Крем Advanced Hydro Lift (30 мл.)	163.392
Интензивно почистващо мляко (200 мл.)	163.394

9. РАЗРЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

- На дисплея не излиза нищо – Уредът не е включен// Кабелът за захранване не е поставен правилно// Моля, проверете дали уредът е включен или кабелът за захранване е поставен правилно.

- Функцията за охлаждане и затопляне не работи – Кабелът за захранване е повреден// Уредът е повреден. Моля, свържете се с търговеца на уреда.

10. РЕГУЛАТОРНА ИНФОРМАЦИЯ



Не изхвърляйте уреда в битовите отпадъци след края на експлоатационния му живот. Отнесете го в пункт за събиране или рециклиране, в съответствие с WEEE директивата на ЕС (Отпадъчно електрическо и електронно оборудване).



Използвайте този уред само в закрити помещения.



Уредът отговаря на приложимите европейски и национални директиви.



Изхвърлете опаковката по начин, опазващ околната среда.

11. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

В случай на гаранционни оплаквания, обърнете се към вашия търговец или оторизиран сервиз. Ако връщате уреда, прикачете копие от касовата бележка и кратко описание на дефекта. Приложими са следните гаранционни условия:

1. Гаранционният период е 3 години, считано от датата на покупката. В случай на гаранционни оплаквания, датата на покупка трябва да бъде удостоверена с касова бележка или фактура.
2. Поправки на уреда или части от него не удължават периода на гаранцията.
3. Гаранцията се смята за невалидна в следните случаи:
 - ❖ Неправилна употреба (неспазване на инструкциите за употреба).
 - ❖ Опити за поправка от страна на потребителя или неоторизирани трети лица.
 - ❖ Транспортни повреди от производителя към клиента или по време на транспорт до сервизния център.
 - ❖ Гаранцията не важи за аксесоари, предмет на нормално износване (маншети, батерии).
4. Веиерг не носи отговорност за преки или косвени загуби, предизвикани от продукта, дори ако повредата му е призната гаранционно.

Повече информация за уреда ще намерите на www.polycomp.bg.