

# ГРЕБЕН ЗА ВЪШКИ

## Beurer HT 15

### Кратко ръководство на потребителя

#### 1. ВЪВЕДЕНИЕ

HT 15 позволява лесно отървяване от въшките и техните яйца. Гребенът не използва химикали и е изключително нежен към скалпа, което го прави подходящ за малки деца.

Когато гребенът влезе в контакт с въшка или гнида, той отделя безопасен електрически импулс, неуловим за човека. При ресане на косата въшките биват покосени от електрично заредените метални зъбци на гребена и ефективно отстранени. Така гребенът предоставя лесен, безопасен и ефективен метод за отстраняване на въшки. Предназначен е за човешка коса, както и за кучешка и котешка козина – само за домашна употреба според инструкциите.

#### 2. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Използвайте уреда само върху суха коса, предварително разресана с обикновен гребен.
- Пазете устройството далече от горещи повърхности, както и от пряка слънчева светлина.
- Когато не използвате гребена, винаги слагайте предпазителя.
- Работа с уреда в близост до силни електромагнитни полета (като мобилен телефон) може да възпрепятства работата му.
- Преди употреба проверявайте продукта и аксесоарите за видима повреда. При съмнения, не използвайте гребена и потърсете техник.
- Не използвайте уреда в близост до вода и никога не го потапяйте във вода или руга течност. Уверете се, че няма влага вътре в уреда.
- Не позволявайте на деца да си играят с гребена и го съхранявайте далече от достъпа на деца.
- Уредът може да се използва от деца над 8-годишна възраст и от хора с намалени физически, умствени или сензорни способности само под надзор или след подробен инструктаж.
- След употреба почиствайте гребена с четката, особено преди той да бъде използван от друго лице.

- По време на употреба не позволявайте гребена да има контакт с устата, очите или ушите.
- Хора с чувствителен скалп могат да усещат леко гъделичкане или сърбеж по време на употреба. Това е нормално и не представлява опасност за здравето.
- Не използвайте гребена върху хора със сърдечни проблеми, епилепсия или такива, използващи пейсмейкъри. Те също така не трябва да употребяват гребена върху други лица.
- Не използвайте гребена върху родилни белези върху скалпа, ако целостта на кожата е нарушена.

#### Инструкции относно батериите

- Ако кожата или очите ви влязат в контакт с течност от батерии, измийте веднага с вода и потърсете лекар.
- Опасност от задавяне! Пазете батериите далече от деца. Поглъщането на батерии може да бъде изключително опасно.
- Съблюдавайте + и – поляритета на батериите.
- Ако има протекла батерия, използвайте предпазни ръкавици и почистете отделението за батерии със суха кърпа.
- Не излагайте батериите на високи температури.
- Не хвърляйте батериите в огън – опасност от експлозия!
- Не зареждайте батериите.
- Ако гребенът няма да се използва продължително време, извадете батериите.
- Сменявайте всички батерии накуп като използвате същия тип батерии.
- Не използвайте зарядни батерии.
- Не разглобявайте или мачкайте батериите.

#### 3. ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА



#### 4. УПОТРЕБА

При първоначална употреба, поставете батериите:

- Отворете с плъзгане капака на отделението за батерии.
- Поставете включената в комплектацията батерия в отделението като спазите + и – поляритета.
- Затворете с плъзгане капака на отделението за батерии докато чуete щракване.

Използвайте гребена само върху суха коса, предварително сресана добре с обикновен гребен.

1. С палец и показалец натиснете прорезите отстрани на предпазителя докато се освободи.
2. Плъзнете ВКЛ/ИЗКЛ бутона на позиция "I". Чува се силен звуков сигнал.
3. Дръжте гребена под ъгъл от 45 градуса към скалпа и бавно го движете от корените към върха на космите. Бавно сретете цялата коса.
4. Когато металните зъбци на гребена срещнат въшка, звуковия сигнал се променя. Ако началният силен звуков сигнал не се чуе отново, почистете зъбците на гребена с четката.
5. Когато приключите, плъзнете ВКЛ/ИЗКЛ бутона на позиция "0". Звуковият сигнал се изключва.
6. Почистете гребена според инструкциите.

**Забележка:** Гребенът премахва както излюпени въшки, така и техните яйца (гниди). Решете всеки ден в продължение на две седмици, за да премахнете въшките напълно. Препоръчваме след това да извършвате ресане веднъж седмично в продължение на още един месец.

#### 5. ПОЧИСТВАНЕ

- Махнете предпазителя. Почиствайте металните зъбци с четката след всяка употреба. Проверете за остатъци между зъбите.
- Почистете гребена (без зъбците) с мека и леко влажна кърпа. Ако е много мръсен, можете да използвате мек миец препарат. Не използвайте абразивни продукти.
- Не позволявайте в устройството да влиза вода. Ако това стане, махнете батериите и използвайте гребена отново само след като е изсъхнал напълно.
- Пазете гребена от удар, влага, прах, химикали, големи температурни амплитуди и източници на топлина.

#### 6. РЕГУЛАТОРНА ИНФОРМАЦИЯ



По закон празните и зарядни батерии не трябва да се изхвърлят с домакинските отпадъци. Те са токсичен отпадък и трябва да се изхвърлят само на специално обозначените за целта места, в пунктовете за рециклиране или при търговците на електроника.

Кодовете по-долу са отпечатани на батерии, съдържащи вредни вещества:

Pb = Батерията съдържа олово

Cd = Батерията съдържа кадмий

Hg = Батерията съдържа живак



Поради екологични съображения не изхвърляйте устройството с битовите отпадъци след края на експлоатационния му живот. Изхвърлете устройството в пункт за събиране или рециклиране.

Изхвърляйте устройството в съответствие с WEEE директивата на ЕС (Отпадъчно електрическо и електронно оборудване).



Опаковката изхвърлете по начин, опазващ околната среда.

#### 8. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

1. Гаранционният период е или 3 години, или – ако е повече – специфичния гаранционен период в страната, считано от датата на покупката. В случай на гаранционни оплаквания, датата на покупка трябва да бъде удостоверена с касова бележка или фактура.
2. Поправки на уреда или части от него не удължават периода на гаранцията.
3. Гаранцията се смята за невалидна в следните случаи:
  - Неправилна употреба (неспазване на инструкциите за употреба).
  - Опити за поправка от страна на потребителя или неоторизирани трети лица.
  - Транспортни повреди от производителя към клиента или по време на транспорт до сервисния център.
  - Гаранцията не важи за аксесоари, предмет на нормално износване (корпус, батерии).
  - Beurer не носи отговорност за преки или косвени загуби, предизвикани от продукта, дори ако повредата му е призната гаранционно.

Повече информация за продукта ще намерите на [www.polycomp.bg](http://www.polycomp.bg).