

Relax Mass

Масажна седалка

Въведение:

Благодарим ви че избрахте Relax Mass от Lanaform®, висококачествен уред за масаж с 2 електромотора, позволяващ ви да откриете масажа най подходящ за вас. Relax Mass е масажна седалка оборудвана с 2 масажни глави, предназначена да ви освободи от напрежението, болките и схващанията в мускулите.

Инструкции за употреба:

Моля прочетете тези инструкции преди употреба на уреда. Моля следвайте тези инструкции внимателно преди употреба на уреда.

За да се предотврати рискът от изгаряния, токов удар или нараняване:

- 1 Употребявайте уреда само долу описания начин.
 - 2 Този уред не е предназначен за употреба от лица (включително и деца) чиято физическа, сетивна или умствена възможност е намалена, или от лица с недостатъчно опит или информация, освен ако не са инструктирани и нагледжани по време на употреба. Децата трябва да бъдат нагледжани за да сте сигурни че не злоупотребяват с уреда.
 - 3 Моля не употребявайте аксесоари които не са препоръчани от Ланаформ® или не са доставени заедно с уреда.
 - 4 Ако кабела е повреден трябва да бъде заменен със специален или подобен кабел предоставен от търговеца.
 - 5 Не употребявайте уреда ако кабела е повреден или уреда не работи правилно, ако е бил изпускан или потапян във вода. В такъв случай върнете уреда при търговеца за да бъде поправен или заменен.
 - 6 Не пренасяйте уреда за кабела му.
 - 7 Никога не използвайте безопасни игли или други приспособления.
 - 8 Винаги изключвайте уреда от контакта след употреба или преди почистване.
 - 9 Не се опитвайте да извадите уреда, ако е паднал в вода: само изключете уреда от контакта незабавно.
 - 10 Уреда не бива да се оставя да работи или да е включен в контакта без надзор. Изключете от контакта като приключите работа.
 - 11 Кабела и края му да седят далече от топли повърхности.
 - 12 Не използвайте уреда преди сън. Масажа има стимулиращ ефект и ще ви разсъни.
 - 13 Не използвайте уреда по време на сън.
 - 14 Не слагайте и не позволявайте на каквото и да е да влиза в отворите.
 - 15 Не използвайте уреда в помещения където се добавя допълнително кислород или спрейове.
 - 16 Не използвайте уреда под завивка или възглавница, повишаването на температурата може да причини пожар, електрически удар и други наранявания.
 - 17 За да изключите уреда от мрежата, уверете се че уреда е в позиция "Off" и след това го изключете от контакта.
 - 18 Този уред е предназначен само за домашна употреба.
 - 19 Ако се тревожите за вашето здраве консултирайте се с доктор преди употреба.
 - 20 Ако почувствате болки докато използвате уреда спрете незабавно и се консултирайте с лекар.
 - 21 Не използвайте уреда за повече от 25 минути наведнъж.
 - 22 Не използвайте този уред на части от тялото които са подути, зачервени или имат обрив.
 - 23 Този продукт не е професионален уред за масаж. Уреда служи за да успокои уморената мускулатура.
Никога не използвайте този уред вместо консултация при лекар или медицинска терапия.
- ВНИМАНИЕ:** При всякаква болка и продължителни симптоми трябва да се обърне внимание и да се консултирате с лекар преди да продължите да използвате уреда.

Инструкции за употреба:

Характеристики:

- 1 2 масажни мотора
- 2 Шиаци масаж
- 3 3 масажни зони (гърб, кръст, комбинирано)
- 4 демо функция
- 5 Вибрации на седалката

Описание на **Relax Mass**

Колани:

Използвайте коланите на уреда, закрепете го към стол, като фиксирате чрез сухия цип.

Дистанционно

1. Бутон ON/OFF
2. Демо програма
3. Комбиниран масаж на целия гърб
4. Масаж на кръста
5. Масаж на горната част на гърба
6. Вибрации на седалката

Начин на употреба:

- 1 Масажорът работи с адаптер. Свържете адаптера с контакта и другия му край в жака намиращ се отстрани на седалищната част. Масажорът вече е готов за работа.
- 2 Включвайте и изключвайте уреда чрез бутона On/Off.

Гръб

Демо програма – режимът ви позволява да тествате възможностите на масажора и различните масажни програми.

Ръчен режим – Позволява избор на програма според предпочитанията – масаж на различна част на гърба или комбиниран.

- Цел гръб (комбиниран) – според диаграмата т. 3
- Кръст – според диаграмата т. 4
- Гръб (горната част) – според диаграмата т.5

Седалка

Дава възможност да се активира режим вибрация на седалката – т.6

Поддръжка:

Съхранение:

- 1 Поставете уреда в кутията му или на сухо място.
- 2 Избягвайте контакта с остри предмети които могат да срежат или пробят повърхността.
- 3 За да предотвратите повреди по кабела не до навивайте около уреда.
- 4 Не закачайте уреда за неговия кабел.

Почистване:

- 1 Изключете уреда от контакта и изчакайте няколко минути преди да го почистите.
- 2 Почистете уреда с мека, леко влажна гъба.
- 3 Не мокрете уреда и кабела.
- 4 Не потопявайте уреда в вода за да го чистите.
- 5 Не използвайте абразивни продукти четки и т.н. за да почистите уреда.

Съвет за отпадъци

Опаковката е изцяло произведена от материали, които не представляват опасност за околната среда, които могат да бъдат изхвърлени в подходящите контейнери за разделно събиране на отпадъци или да се рециклират. Картонът може да се изхвърли в контейнера за хартия.

Ако няма да използвате уреда повече, изхвърлете го на подходящо място, според местните разпоредби.

ГАРАНЦИЯ

LANAFORM® дава гаранция срещу материални или производствени дефекти, за срок от две години, считано от дата на покупката, с изключение на случаите, описани по-долу.

Гаранцията на този LANAFORM® продукт не покрива повреди, причинени от злоупотреба или неправилна употреба, инцидент, използване на неразрешени приложения, промени в продукта или всякакви други условия, независимо от вид, който е извън контрола на LANAFORM®.

Компания LANAFORM® не може да бъде подведена под отговорност за всякакъв вид косвени, непреки или специфични щети.

Всички косвени гаранции, касаещи този продукт са ограничени за срок от две години, считано от началната дата на закупуване.

Гаранцията важи след предоставени доказателства и документи за закупуването на този продукт.

При рекламация, LANAFORM® ще поправи или замени вашия продукт по свое усмотрение и ще го върне обратно. Гаранцията е валидна само за централен сервизен център на LANAFORM®. Всеки опит за експлоатация/ремонт или поддръжка на този уред от лице, неоторизирано от сервизен център на LANAFORM® ще анулира гаранцията на уреда.