

НАСТРОЙВАНЕ НА ТЕРМОМЕТЪРА

Ще трябва да зададете времето и единиците при първоначална употреба или след смяна на батерията.

Стъпка 1 - Натиснете бутона SET (ЗАДАЙ)



- ▶ „⊖“ и първо ще се появи и ще започне да мига часът.

Стъпка 2 - Задайте час и минута

- ▶ Натиснете бутона ON/SCAN (ВКЛЮЧИ/СКАНИРАЙ), за да изберете правилния час.
- ▶ Натиснете бутона SET (ЗАДАЙ) и ще започне да мига минутата.
- ▶ Натиснете бутона ON/SCAN (ВКЛЮЧИ/СКАНИРАЙ), за да изберете правилната минута.



Стъпка 3 - Изберете °C или °F

- ▶ Натиснете бутона SET (ЗАДАЙ) и ще се изпише °C/°F.
- ▶ Натиснете бутона ON/SCAN (ВКЛЮЧИ/СКАНИРАЙ), за да изберете.



Стъпка 4 - Изберете сигнализиращ звук

- ▶ Натиснете бутона ON/SCAN (ВКЛЮЧИ/СКАНИРАЙ), за да включите или изключите (on/off) сигнализиращия звук.



Стъпка 5 - Изберете LCD backlight

Натиснете бутона ON/SCAN (ВКЛЮЧИ/СКАНИРАЙ), за да включите или изключите (on/off) LCD backlight.



Настройването е изцяло приключено. Изберете един от следните два режима, за да излезете от настройки.

- ▶ OFF mode (режим изключено): оставете уреда, без да натискате. Той ще се изключи автоматично след 30 секунди.
- ▶ Режим Clock/RT (Часовник/СТ): натиснете бутона set (задай) след стъпка 3.

Забележка

Ако не натискате никой бутон в продължение на 30 секунди, уредът ще се изключи автоматично.

СМЯНА НА БАТЕРИЯТА

Термометърът е снабден с една предварително инсталирана литиева батерия от типа DC 3 V CR 20 32. Сменете я, когато се появи „⊖“. Моля следвайте стъпките, за да смените с нова батерия.

Стъпка 1

Махнете капака на батерията.



Стъпка 2

Извадете старата батерия, като натиснете освобождаващия бутон, (моля вижте диаграмата) и я повдигнете.



Стъпка 3

Поставете новата батерия (със знак „+“ нагоре) в отделението за батерии и я натиснете, докато напълно се обезопаси.



Стъпка 4

Сложете обратно капака на батерията.



Забележка

Въпреки че уредът работи, когато се появи „⊖“, все пак препоръчваме да смените батерията, за да получите възможно най-точни резултати.

ЗА НОРМАЛНАТА ТЕЛЕСНА ТЕМПЕРАТУРА И ВИСОКАТА ТЕМПЕРАТУРА

Телесната температура може да варира при различните хора. Тя се променя и в зависимост от измерването ѝ на различни части от тялото и от времето на деня.

По-долу са показани статистически нормални температурни стойности за различни части от тялото. Моля имайте предвид, че стойности на температура, измерени на различни части, дори да е по едно и също време, не трябва да бъдат директно сравнявани.

Повишената температура показва, че телесната температура е по-висока от нормалното. Този симптом може да бъде причинен от инфекция, прекомерно обличане или имунизация. Някои хора може и да нямат температура, дори когато са болни. Така например деца под 3 месеца, хора с увредена имунна система, лица, които