



# Baby Care

## Art.No.1024029 - Baby hygiene set with travel case

**EN** Baby hygiene set with travel case

**BG** Хигиенен комплект с несесер за пътуване.

**RO** Set pentru igiena bebelusului cu geanta de calatorie

**SRB HR ME BiH** Bebi set za negu sa futrolom

**RU** Детский гигиенический набор с футляром

**HU** Baba higiéniai szett utazótáskával

**AL** Set higjiene me kuti udhetimi.

**GR** Σετ υγιεινής μωρού με θήκη ταξιδιού

**NL** Verzorgingsset inclusief tasje

**IT** Set igiene neonato con custodia da viaggio

**FR** Kit d'hygiène bébé avec étui de voyage

**ARM** Երեխայի հիգիենայի հավաքածու  
ճամբորդական տուփով

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

## Baby hygiene set with travel case

Please, read the instructions carefully and keep them for future reference.

### Features:

- Finger toothbrush.
- Nasal aspirator is designed to help relieve your baby's nasal congestion by brewing mucus from nose.
- The brush is made of soft nylon material.
- The comb has rounded tines, which provide an easy glide through the baby's hair.
- Scissors, Nail clipper, Nail file. Manicure Set was developed to offer comfort while grooming your child's nails.

### For your child's safety and health: WARNING!

#### • **Finger toothbrush**

**USE AND CARE:** Before first use sterilize at no more than 100° C. Put the finger toothbrush on your index finger. It must fit snugly onto the finger tip to make sure that it will not come out during use. Wet the bristles slightly with boiled warm water. Clean baby teeth, tongue and gums or massage gums using gentle pressure. Use for no more than 1 minute. After use wash in hot water with a mild detergent, rinse thoroughly, squeeze out and dry. Do not clean with solvents or harsh chemicals, do not wash in the dishwasher.

**WARNING!** This product must be handled only by an adult. The product is not a toy. Keep it out of reach of children. Check the product before each use. Throw away at the first signs of damage or weakness. Never use as a soother. Keep away from fire.

The product is intended for children 3 m+.

Content: Silicone

#### • **Nasal ASPIRATOR**

**USE AND CARE:** Before first use sterilize the silicone tip at no more than 100° C and wash the rubber pump with warm water and mild detergent. Rinse thoroughly, squeeze out and dry. Do not insert the silicone tip deep into the nasal cavity as this may cause injury. Squeeze the rubber pump and then gently insert the silicone tip in one of the baby's nostrils. Press the other nostril carefully with your fingertip. Gently reduce the pressure on the rubber pump, these will extract the nasal secretion from the baby's nose. After use wash in hot water with a mild detergent, rinse thoroughly, squeeze out and dry. Do not clean with solvents or harsh chemicals, do not wash in the dishwasher.

**WARNING!** This product must be handled only by an adult. The product is not a toy. Keep it out of reach of children. Check the product before each use. Throw away at the first signs of damage or weakness. Keep away from fire. For external use only.

The product is intended for children 0 m+.

Content: : PP, Silicone

#### • **Comb and Brush**

**USE AND CARE:** The comb and the hairbrush are intended for daily hair care of the baby. Keep the set clean, wash in warm water with a mild detergent. Rinse thoroughly and dry. Do not clean with solvents or harsh chemicals, do not wash in the dishwasher.

**WARNING!** This product must be handled only by an adult. The product is not a toy. Keep it out of reach of children. Check the product before each use. Throw away at the first signs of damage or weakness. Keep away from fire.

The product is intended for children 0 m+.

Content: PP,TPR

#### • **Scissors, Nail clipper, Nail file**

**USE AND CARE:** It is important to keep baby's nails clean and trimmed to prevent tearing and accidental scratching. Keep the nails straight and not too short. It is recommended to cut the nails while the baby is sleeping, when she/he is calm and does not move, to avoid the risk of injury. Keep the set clean, wash in warm water with a mild detergent. Rinse thoroughly and dry. Do not clean with solvents or harsh chemicals, do not wash in the dishwasher.

**WARNING!** This product must be handled only by an adult. The product is not a toy. Keep it out of reach of children. Check the product before each use. Throw away at the first signs of damage or weakness. Keep away from fire.

The product is intended for children 0 m+.

Content: PP,ABS, stainless steel

**WARNING!** Never leave the child unattended! These products should be used only by adults!

**Content:** PP, TPR, ABS, stainless steel, Silicone ; **Age:\*** Finger toothbrush: Age 3 m + / \* Nasal aspirator, hair and nail care sets: Age 0 m+ /



## Хигиенен комплект с несесер за пътуване

Моля, прочетете инструкциите внимателно и ги запазете за бъдещи справки.

### Характеристики:

- Накрайник за миене на зъби
- Назален аспиратор. Носовият аспиратор е предназначен за почистване на носните секрети от детското носле чрез изсмукване.
- Четката е направена от мек найлонов материал.
- Гребенът има гладки зъби, допринасящи за по-лесното му плъзгане през детската косичка.
- Ножица, нокторезачка, пила за нокти. Комплектът е създаден, за да осигури комфорт на вашето дете, докато се грижите за неговите нокти.

### За безопасността и здравето на вашето дете: ВНИМАНИЕ!

#### • **Накрайник за миене на зъби**

**ГРИЖИ И УПОТРЕБА:** Преди първа употреба стерилизирайте на не повече от 100°C. Поставете накрайника за миене на зъби на показалеца си. Той трябва да прилепне плътно към върха на пръста, за да сте сигурни, че няма да се изхлузи по време на употреба. Намокрете четчицата леко с преварена топла вода. Почистете бебешките зъби, език и венци или масажирате венците, като използвате лек натиск. Използвайте за не повече от 1 минута. След употреба измийте в гореща вода с мек препарат, изплакнете добре, изтискайте и подсушете. Не почиствайте с разтворители или твърди химикали, не мийте в съдомиялна.

**ВНИМАНИЕ!** Само възрастен трябва да борави с този продукт. Продуктът не е играчка. Дръжте го далеч от досега на деца. Проверявайте продукта преди всяка употреба. Изхвърлете при първите признаци на увреждане или дефект. Никога не използвайте като биберон-зальгалка. Дръжте далеч от огън.

Продуктът е предназначен за деца 3м+.

Състав: силикон

#### • **Назален аспиратор**

**ГРИЖИ И УПОТРЕБА:** Преди първа употреба стерилизирайте силиконовия връх на не повече от 100°C и измийте гумената помпичка с топла вода и мек препарат. Изплакнете добре, изтискайте и подсушете. Не пъхайте силиконовия връх дълбоко в назалната кухина, тъй като това може да причини нараняване. Стиснете гумената помпичка и след това вкарайте леко силиконовия връх в едната от ноздрите на бебето. С върха на пръста си внимателно натиснете другата ноздра. Полека отпускате натиска от гумената помпичка, това ще издърпа назалния секрет от нослото на бебето. След употреба измийте в гореща вода с мек препарат, изплакнете добре, изтискайте и подсушете. Не почиствайте с разтворители или твърди химикали, не мийте в съдомиялна.

**ВНИМАНИЕ!** Само възрастен трябва да борави с този продукт. Продуктът не е играчка. Дръжте го далеч от досега на деца. Проверявайте продукта преди всяка употреба. Изхвърлете при първите признаци на увреждане или дефект. Дръжте далеч от огън. Само за външна употреба.

Продуктът е предназначен за деца 0м+.

Състав: PP, силикон.

#### • **Гребен и четка за коса**

**ГРИЖИ И УПОТРЕБА:** Гребенът и четката за коса са предназначени за всекидневната грижа за косата на бебето. Пазете комплекта чист, измийте в топла вода с мек препарат. Изплакнете добре и подсушете. Не почиствайте с разтворители или твърди химикали, не мийте в съдомиялна.

**ВНИМАНИЕ!** Само възрастен трябва да борави с този продукт. Продуктът не е играчка. Дръжте го далеч от досега на деца. Проверявайте продукта преди всяка употреба. Изхвърлете при първите признаци на увреждане или дефект. Дръжте далеч от огън.

Продуктът е предназначен за деца 0м+.

Състав: PP, TPR

#### • **Ножица, нокторезачка, пила за нокти**

**ГРИЖИ И УПОТРЕБА:** Важно е бебешките нокти да бъдат чисти и подрязани, за да се предотврати случайно одраскване или раздиране. Поддържайте ноктите подравнени и не прекалено къси. Препоръчително е да режете ноктите докато бебето спи, когато то е спокойно и не мърда, за да предотвратите риска от нараняване. Пазете комплекта чист, измийте в топла вода с мек препарат. Изплакнете добре и подсушете. Не почиствайте с разтворители или твърди химикали, не мийте в съдомиялна.

**ВНИМАНИЕ!** Само възрастен трябва да борави с този продукт. Продуктът не е играчка. Дръжте го далеч от досега на деца. Проверявайте продукта преди всяка употреба. Изхвърлете при първите признаци на увреждане или дефект. Дръжте далеч от огън.

Продуктът е предназначен за деца 0м+.

Състав: PP, ABS, неръждаема стомана

**ВНИМАНИЕ:** Никога не оставяйте детето без надзор! Тези продукти трябва да се използват само от възрастни!

**Състав:** PP, TPR, ABS, неръждаема стомана, силикон; **Възраст:** \*Накрайник за миене на зъби:

Възраст 3 м +

## Set pentru igiena bebelusului cu geanta de calatorie

Citiți cu atenție instrucțiunile și păstrați-le pentru referințe viitoare

### Caracteristici:

- Periuța de dinți tip degetar
- Aspiratorul nazal este conceput pentru a ajuta la ameliorarea congestiei nazale a bebelușului prin extragerea mucusului din nas.
- Peria este fabricată din material moale din nailon.
- Pieptenele are colțuri rotunjite, care oferă o alunecare ușoară prin părul bebelușului.
- Forfecuta, Unghiera, Pila de unghii. Setul de manichiură a fost dezvoltat pentru a oferi confort în timpul îngrijirii unghiilor copilului dumneavoastră.

### Pentru siguranța și sănătatea copilului dumneavoastră: AVERTIZARE!

#### • Periuța de dinți tip degetar

**UTILIZARE ȘI ÎNGRIJIRE:** Înainte de prima utilizare sterilizați la maxim 100° C.

Puneți periuța de dinți pe degetul arătător. Trebuie să se potrivească perfect pe vârful degetului pentru a vă asigura că nu va ieși în timpul utilizării. Udați perii ușor cu apa caldă, fiarta înainte. Curățați dinții bebelușului, limba și gingiile sau masați gingiile prin presiune ușoară asupra lor.

Utilizați cel mult 1 minut. După folosire spălați cu detergent delicat și apă fierbinte, clătiți abundent, stoarceți și uscați. Nu spălați cu solvenți sau produse chimice dure, nu spălați în mașina de spălat vase.

**ATENȚIE!** Acest produs trebuie manipulat doar de către un adult. Produsul nu este o jucărie. Nu lăsați produsul la îndemana copiilor. Verificați produsul înainte de fiecare utilizare. Aruncați-l la primul semn de deteriorare sau rupere. Niciodată nu folosiți produsul ca și suzeta. Țineți departe de foc. Acest produs este destinat copiilor mai mari de 3 luni.

Contine: Silicon

#### • Aspirator nazal

**UTILIZARE ȘI ÎNGRIJIRE:** Înainte de prima utilizare sterilizați varful din silicon la maxim 100° C și spălați pompa din cauciuc cu apă caldă și detergent delicat. Clătiți temeinic, stoarceți apa și uscați.

Nu introduceți vârful de silicon adânc în cavitatea nazală, deoarece acest lucru poate provoca leziuni.

Strângeți pompa de cauciuc și apoi introduceți ușor vârful din silicon într-una din nările bebelușului.

Apăsăți cu atenție cealaltă nară cu vârful degetului. Reduceți ușor presiunea asupra pompei de cauciuc, aceasta va extrage secreția nazală din nasul bebelușului. După utilizare, spălați în apă fierbinte cu un detergent delicat, clătiți bine, stoarceți și uscați. Nu curățați cu solvenți sau substanțe chimice dure, nu spălați în mașina de spălat vase.

**ATENȚIE!** Acest produs trebuie manipulat doar de către un adult. Produsul nu este o jucărie. Nu lăsați produsul la îndemana copiilor. Verificați produsul înainte de fiecare utilizare. Aruncați-l la primul semn de deteriorare sau rupere. Țineți departe de foc. Doar pentru uz extern. Acest produs este destinat copiilor de la 0 luni.

Contine: PP, Silicon

#### • Pieptene și perie

**UTILIZARE ȘI ÎNGRIJIRE:** Pieptenele și peria sunt destinate îngrijirii zilnice a părului bebelușului.

Păstrați setul curat, spălați-l în apă caldă cu un detergent ușor. Clătiți bine și uscați. Nu curățați cu solvenți sau produse chimice dure, nu spălați în mașina de spălat vase.

**ATENȚIE!** Acest produs trebuie manipulat doar de către un adult. Produsul nu este o jucărie. Nu lăsați produsul la îndemana copiilor. Verificați produsul înainte de fiecare utilizare. Aruncați-l la primul semn de deteriorare sau rupere. Țineți departe de foc. Acest produs este destinat copiilor de la 0 luni.

Contine: PP, TPR

#### • Forfecuta, Unghiera, Pila de unghii

**UTILIZARE ȘI ÎNGRIJIRE:** Este important să păstrați unghiile bebelușului curate și tăiate pentru a preveni ruperea și zgârieturile accidentale. Păstrați unghiile drepte și nu prea scurte. Se recomandă tăierea unghiilor în timp ce bebelușul doarme, când este calm și nu se mișcă, pentru a evita riscul de rănire.

Păstrați setul curat, spălați-l în apă caldă cu un detergent ușor. Clătiți bine și uscați. Nu curățați cu solvenți sau substanțe chimice dure, nu spălați în mașina de spălat vase.

**ATENȚIE!** Acest produs trebuie manipulat doar de către un adult. Produsul nu este o jucărie. Nu lăsați produsul la îndemana copiilor. Verificați produsul înainte de fiecare utilizare. Aruncați-l la primul semn de deteriorare sau rupere. Țineți departe de foc. Acest produs este destinat copiilor de la 0 luni.

Contine: PP, ABS, oțel inoxidabil

**AVERTIZARE!** Nu lăsați niciodată copilul nesupravegheat! Aceste produse trebuie manipulate doar de către adulți!

**Contine:** PP, TPR, ABS, oțel inoxidabil, Silicon ; **Varsta:**\* Periuța de dinți tip degetar: Varsta 3 luni+/\* Aspirator nasal, set de îngrijire par și unghii: Varsta: 0 luni+

## Bebi set za negu sa futrolom

Molimo vas da pažljivo pročitate uputstva i sačuvate ih za buduću upotrebu.

### Karakteristike:

- Četkica za zube naprstak
- Nasalni aspirator je dizajniran da pomogne u ublažavanju začepljenosti nosa vaše bebe, tako što će pomoći izbacivanju sluzi iz nosa.
- Četkica je napravljena od mekog materijala - najlon.
- Češalj ima zaobljene zupce koji omogućavaju lako klizanje kroz bebinu kosu.
- Makaze, grickalica za nokte, turpija za nokte. Set za manikir je razvijen da pruži udobnost dok negujete nokte svog deteta.

### Za bezbednost i zdravlje vašeg deteta: UPOZORENJE!

- Četkica za zube naprstak

**UPOTREBA I ODRŽAVANJE:** Pre prve upotrebe sterilisati na temperaturi ne višoj od 100 ° C.

Stavite četkicu za zube na kažiprst. Mora se dobro uklopiti na vrh prsta kako bi ste bili sigurni da neće skliznuti tokom upotrebe. Vlakna malo navlažite prokuvanom toplom vodom. Očistite zube, jezik i desni ili masirajte desni blagim pritiskom. Koristite ne više od 1 minuta.

Posle upotrebe oprati u vrućoj vodi sa blagim deterdžentom, temeljito isprati, iscediti i osušiti. Ne čistite sa rastvaračima ili jakim hemikalijama, ne perite u mašini za pranje posuđa.

**UPOZORENJE!** Ovim proizvodom mora rukovati samo odrasla osoba. Proizvod nije igračka. Držite ga van domašaja dece. Pre svake upotrebe proverite proizvod. Bacite na prve znakove oštećenja ili slabosti. Nikada ne upotrebljavajte kao duđu/varalicu. Držati dalje od vatre.

Proizvod je namenjen deci 3 m +.

Sadržaj: silikon

- Pumpica za nos

**UPOTREBA I ODRŽAVANJE:** Pre prve upotrebe sterilisati silikonski vrh na najviše 100 ° C i oprati gumenu pumpu toplom vodom i blagim deterdžentom. Temeljito isperite, iscedite i osušite.

Ne ubacujte silikonski vrh duboko u nosnu šupljinu jer to može prouzrokovati povredu. Stisnite gumenu pumpu, a zatim nežno umetnite silikonski vrh u jednu od bebinih nozdruva. Vrhom prsta pažljivo pritisnite drugu nozdrvu. Nežno smanjite pritisak na gumenu pumpu, one će izvući nosni sekret iz bebinog nosa.

Posle upotrebe oprati u vrućoj vodi sa blagim deterdžentom, temeljito isprati, iscediti i osušiti. Ne čistite sa rastvaračima ili jakim hemikalijama, ne perite u mašini za pranje posuđa.

**UPOZORENJE!** Ovim proizvodom mora rukovati samo odrasla osoba. Proizvod nije igračka. Držite ga van domašaja dece. Pre svake upotrebe proverite proizvod. Bacite na prve znakove oštećenja ili slabosti. Držati dalje od vatre. Samo za spoljnu upotrebu.

Proizvod je namenjen deci uzrasta 0 m +.

Sadržaj: PP, silikon

- Četka i Češalj

**UPOTREBA I ODRŽAVANJE:** Češalj i četka za kosu namenjeni su svakodnevnoj nezi deteta. Održavajte komplet čistim, operite u toploj vodi sa blagim deterdžentom. Temeljito isperite i osušite. Ne čistite sa rastvaračima ili jakim hemikalijama, ne perite u mašini za pranje posuđa.

**UPOZORENJE!** Ovim proizvodom mora rukovati samo odrasla osoba. Proizvod nije igračka. Držite ga van domašaja dece. Pre svake upotrebe proverite proizvod. Bacite na prve znakove oštećenja ili slabosti. Držati dalje od vatre.

Proizvod je namenjen deci uzrasta 0 m +.

Sadržaj: PP, TPR

- Makazice, Grickalica, Turpija

**UPOTREBA I ODRŽAVANJE:** Važno je održavati bebine nokte čistim i skraćenim, kako biste sprečili kidanje i slučajno grebanje. Neka nokti budu ravni i ne prekratki. Preporučuje se sečenje noktiju dok beba spava, kada je mirna i ne kreće se, kako bi se izbegao rizik od povreda. Održavajte komplet čistim, operite u toploj vodi sa blagim deterdžentom. Temeljito isperite i osušite. Ne čistite sa rastvaračima ili jakim hemikalijama, ne perite u mašini za pranje posuđa.

**UPOZORENJE!** Ovim proizvodom mora rukovati samo odrasla osoba. Proizvod nije igračka. Držite ga van domašaja dece. Pre svake upotrebe proverite proizvod. Bacite na prve znakove oštećenja ili slabosti. Držati dalje od vatre.

Proizvod je namenjen deci uzrasta 0 m +.

Sadržaj: PP,ABS, nehrđajući čelik

**UPOZORENJE!** Nikada ne ostavljajte dete bez nadzora! Ove proizvode smeju da koriste samo odrasli!

**Sadržaj:** PP, TPR, ABS, nehrđajući čelik, silikon **Uzrast:** \* Četkica za zube naprstak: starost 3 m + / \* Aspirator za nos, kompleti za negu kose i noktiju: Starost 0 m +

## Детский гигиенический набор с футляром

Пожалуйста, внимательно изучите инструкцию и сохраните её для использования в будущем.

### Особенности:

- Зубная щетка на палец
- Назальный аспиратор предназначен для облегчения заложенности носа у ребенка за счет удаления слизи из носа.
- Щетка изготовлена из мягкого нейлонового материала.
- Расческа имеет закругленные зубцы, которые обеспечивают легкое скольжение по волосам ребенка.
- Ножницы, кусачки для ногтей, пилочка для ногтей. Маникюрный набор был разработан, чтобы обеспечить комфорт при уходе за ногтями вашего ребенка.

### Для безопасности и здоровья вашего ребенка: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

#### • Зубная щетка на палец

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И УХОД:** Перед первым использованием простерилизуйте при температуре не выше 100 ° С. Положите зубную щетку на указательный палец. Он должен плотно прилегать к кончику пальца, чтобы он не выскочил во время использования. Слегка смочите щетину кипяченой теплой водой. Очистите молочные зубы, язык и десны или помассируйте десны, слегка надавливая. Используйте не более 1 минуты. После использования промойте горячей водой с мягким моющим средством, тщательно сполоснуть, отжать и высушить. Не чистите с помощью растворителей или агрессивных химикатов, не мойте в посудомоечной машине.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** С этим продуктом должны обращаться только взрослые. Изделие не игрушка. Храните в недоступном для детей месте. Проверьте продукт перед каждым использованием. Выбросьте при первых признаках повреждения или слабости. Никогда не используйте как пустышку. Беречь от огня. Изделие предназначено для детей от 3 мес.

Содержание: силикон

#### • Назальный аспиратор

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И УХОД:** Перед первым использованием простерилизуйте силиконовый наконечник при температуре не выше 100 ° С и промойте резиновый насос теплой водой с мягким моющим средством. Тщательно промойте, отжать и высушить. Не вставляйте силиконовый наконечник глубоко в носовую полость, так как это может привести к травме. Сожмите резиновую помпу, а затем осторожно введите силиконовый наконечник в одну из ноздрей ребенка. Осторожно надавите кончиком пальца на другую ноздрю. Осторожно уменьшите давление на резиновую помпу, она выведет носовой секрет из носа ребенка. После использования промойте горячей водой с мягким моющим средством, тщательно сполоснуть, отжать и высушить. Не чистите с помощью растворителей или агрессивных химикатов, не мойте в посудомоечной машине.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** С этим продуктом должны обращаться только взрослые. Изделие не игрушка. Храните в недоступном для детей месте. Проверьте продукт перед каждым использованием. Выбросьте при первых признаках повреждения или слабости. Беречь от огня. Только для наружного применения.

Изделие предназначено для детей от 0 мес.

Содержание: РР, силикон

#### • Расческа и щетка

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И УХОД:** Расческа и щетка предназначены для ежедневного ухода за волосами ребенка. Держите набор в чистоте, постирайте в теплой воде с мягким моющим средством. Тщательно промойте и высушить. Не чистите с помощью растворителей или агрессивных химикатов, не мойте в посудомоечной машине.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** С этим продуктом должны обращаться только взрослые. Изделие не игрушка. Храните в недоступном для детей месте. Проверьте продукт перед каждым использованием. Выбросьте при первых признаках повреждения или слабости. Беречь от огня.

Изделие предназначено для детей от 0 мес.

Содержание: РР, TPR

#### • Ножницы, кусачки для ногтей, пилочка для ногтей

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И УХОД:** Важно, чтобы ногти ребенка были чистыми и подстриженными, чтобы не поцарапать их и не повредить. Держите ногти прямыми и не слишком короткими. Во избежание травм рекомендуется стричь ногти, когда ребенок спит, когда он спокоен и не двигается. Держите набор в чистоте, постирайте в теплой воде с мягким моющим средством. Тщательно промойте и высушить. Не чистите с помощью растворителей или агрессивных химикатов, не мойте в посудомоечной машине.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** С этим продуктом должны обращаться только взрослые. Изделие не игрушка. Храните в недоступном для детей месте. Проверьте продукт перед каждым использованием. Выбросьте при первых признаках повреждения или слабости. Беречь от огня.

Изделие предназначено для детей от 0 мес.

Содержание: РР, ABS, нержавеющая сталь

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Никогда не оставляйте ребенка без присмотра! Эти продукты должны использоваться только взрослыми!

**Содержание:** РР, TPR, ABS, нержавеющая сталь, силикон ; **Возраст:**\* Зубная щетка на палец: возраст 3 м + / \* Назальный аспиратор, наборы для ухода за волосами и ногтями: возраст 0 м + /

## Baba higiéniai szett utazótáskával

Kérjük olvassa el figyelmesen az útmutatót és tartsa meg szükség esetére.

### Jellemzők:

- Ujjas fogkefe
- Az orrszívót úgy tervezték, hogy enyhítse a baba orrdugulását, azáltal, hogy eltávolítja a nyálkát
- A fésű puha anyagból készült
- A fésű lekerekített fogakkal rendelkezik, annak érdekében, hogy ne okozzon sérülést.
- Olló, Körömrészelő, Körömrészelő. A manikűr szettet úgy fejlesztették ki, hogy kényelmet nyújtson, miközben ápolja gyermeke körmeit.

### A gyermek biztonsága és egészsége érdekében: FIGYELMEZTETÉS!

#### • Ujjas fogkefe

**HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS:** Az első használat előtt sterilizálja 100 ° C-nál nem magasabb hőmérsékleten. Helyezze az ujjas fogkefét a mutatóujjára. Szorosan illeszkednie kell az ujjhegyhez, hogy megbizonyosodjon arról, hogy használat közben nem csúszik le. Nedvesítse meg kissé a sörtéket forralt meleg vízzel. Tisztítsa meg a tejfogakat, a nyelvet és az ínyt, vagy masszírozza az ínyeket enyhe nyomással. Legfeljebb 1 percig használja. Használat után mossa le forró vízben enyhe tisztítószerezrel, alaposan öblítse le, nyomja ki és szárítsa meg. Ne tisztítsa oldószerekkel vagy erős vegyszerekkel, ne mossa mosogatógépből.

**FIGYELEM!** Ezt a terméket csak felnőttek jelenlétében használhatóak. A termék nem játék. Tartsa gyermekektől elzárva. Minden használat előtt ellenőrizze a terméket. Dobja ki a terméket ha sérülést tapasztal rajta. Soha ne használja cumiként. Tartsa távol a tűztől.

A terméket 3+ hónapos gyermekeknek szánják.

Tartalom: szilikon

#### • Orrszívó

**HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS:** Az első használat előtt sterilizálja a szilikon hegyet legfeljebb 100 ° C-on, és mossa le a gumiszivattyút meleg vízzel és enyhe mosószerezrel. Alaposan öblítse le, nyomja össze és szárítsa meg. Ne helyezze a szilikon hegyet mélyen az orrüregbe, mert ez sérülést okozhat. Nyomja össze a gumiszivattyút, majd óvatosan helyezze be a szilikon hegyet a baba egyik orlyukába. Óvatosan nyomja meg ujjbeggyel a másik orlyukat. Óvatosan csökkentse a gumipumpa nyomását, ezek kivonják az orrváladékot a baba orrából. Használat után mossa le forró vízben enyhe mosószerezrel, alaposan öblítse le, nyomja ki és szárítsa meg. Ne tisztítsa oldószerekkel vagy erős vegyszerekkel, ne mossa mosogatógépből.

**FIGYELEM!** Ezt a terméket csak felnőttek jelenlétében alkalmazható. A termék nem játék. Tartsa gyermekektől elzárva. Minden használat előtt ellenőrizze a terméket. Dobja ki a terméket amennyiben sérülést tapasztal rajta. Tartsa távol a tűztől. Csak külsőleg használja.

A terméket 0 + hónapos gyermekeknek szánják.

Tartalom: PP, szilikon

#### • Fésű és kefe

**HASZNÁLAT ÉS ÁPOLÁS:** A fésű és a hajkefe a baba mindennapi hajápolására szolgál. Tartsa tisztán a készüléket, mossa le meleg vízzel, enyhe tisztítószerezrel. Alaposan öblítse le és szárítsa meg. Ne tisztítsa oldószerekkel vagy erős vegyszerekkel, ne mossa mosogatógépből.

**FIGYELEM!** Ezt a terméket csak felnőttek jelenlétében alkalmazható. A termék nem játék. Tartsa gyermekektől elzárva. Minden használat előtt ellenőrizze a terméket. Dobja ki a terméket amennyiben sérülést tapasztal rajta. Tartsa távol a tűztől.

A terméket újszülött gyermekeknek szánják.

Tartalom: PP, TPR

#### • Olló, körömrészelő, körömrészelő

**HASZNÁLAT ÉS GONDOZÁS:** Fontos, hogy a csecsemő körmeit tisztán és röviden tartsuk a szakadás és a véletlenszerű karcolás elkerülése érdekében. Tartsa a körmöt egyenesen és ne vágja túl rövidre. A sérülés kockázatának elkerülése érdekében ajánlott a körmököt levágni a csecsemő alvása közben, amikor nyugodt és nem mozog. Tartsa tisztán az eszközöket, mossa le meleg vízzel, enyhe tisztítószerezrel. Alaposan öblítse le és szárítsa meg. Ne tisztítsa oldószerekkel vagy erős vegyszerekkel, ne mossa mosogatógépből.

**FIGYELEM!** Ezt a terméket csak felnőttek jelenlétében ajánlott használni. A termék nem játék. Tartsa gyermekektől elzárva. Minden használat előtt ellenőrizze a terméket. Dobja ki a terméket, amennyiben sérülést tapasztal rajta. Tartsa távol a tűztől.

A terméket újszülött gyermekeknek szánják.

Tartalom: PP, ABS, rozsdamentes acél

**FIGYELMEZTETÉS!** Soha ne hagyja a gyermeket felügyelet nélkül a termékkel. A terméket csak felnőttek használhatják.

**Tartalom:** PP, TPR, ABS, rozsdamentes acél, szilikon ; **Kor:\*** fogas ujjkefe: 3+ hónapos kortól / \* Orrszívó, haj-és körömápoló készletek: Kor: újszülött kortól



## Set higjiene me kuti udhëtimi.

Lutemi, lexoni me kujdes instuksionet dhe mbajini për referenca të metejshme.

### Karakteristikat:

- Furce dhembesh gisht
- Aspiratori i hundës është krijuar për të ndihmuar në lehtësimin e bllokimit të hundës së foshnjës tuaj duke përgatitur mukus nga hunda.
- Furca është bere nga material i bute nejloni.
- Krehëri ka fije të rrumbullakosura, të cilat sigurojnë një rrëshqitje të lehtë nëpër flokët e foshnjës.
- Gërshtëret, prerësja e thonjve, skedar thonjsh. Seti Manikyrit u krijua për të ofruar rehati gjatë pastrimit të thonjve të fëmijës suaj.

### Për sigurinë dhe shëndetin e fëmijës tuaj: KUJDESI!

#### • Furce dhembesh gisht

Perdorimi dhe kujdesi: Perpara përdorimit të pare sterilizojini në temperature jo me shume se 100 c. Vendoseni furcen e dhembeve gisht në gishtin tregues.Duhet të futet mire në gisht në menyre qe te siguroheni qe nuk do te dale gjate përdorimit.Lagni fijet me uje te zier te ngrohte.Pastroni dhembet e fëmijes,gjuhen dhe mishrat e dhembeve ose masazhojini lehte.Perdorini per jo me shume se 1 min. Mbas përdorimit lajini me uje te ngrohte dhe me detergjente te lehte ,shpelajeni teresisht,shtrydhjeni dhe thajeni.Mos e pastroni me detergjente te ashper ose kimikate , mos e lani në pjatalarëse.

**KUJDESI!** Ky produkt duhet të mbahet vetem nga nje i rritur.Ky produkt nuk është lodër.Mbajeni larg fëmijeve.Kontrolloni produktin përpara çdo përdorimi.Hidheni në shenjat e para të demtimit ose zbutjes.Mos e përdorni si biberon.Mbajeni larg zjarrit.Ky produkt është për fëmije 3m+.

Përbajtja: Silicon

#### • Aspirator hunde

**Perdorimi dhe kujdesi:** Perpara përdorimit të pare sterilizojini në temperature jo me shume se 100 c dhe lani pompën e gomes me uje te ngrohte dhe detergjent te lehte.Shpelajeni,shtrydhjeni dhe thajeni. Mos e futni majën e silikonit thellë në zgavrën e hundës pasi kjo mund të shkaktojë dëmtime. Shtrydhni pompën e gomës dhe më pas futni butësisht majën e silikonit në njërin nga vrimat e hundës së foshnjës. Shlypni vrimen tjetër me kujdes me majën e gishtit.Zvogeloni ngadale presionin në pompën e gomes,kjo do te nxjerre sekrecionet nazale nga hunda e fëmijes.

Mbas përdorimit lajini me uje te ngrohte dhe me detergjente te lehte ,shpelajeni teresisht,shtrydhjeni dhe thajeni.Mos e pastroni me detergjente te ashper ose kimikate , mos e lani në pjatalarëse.

**KUJDESI!** Ky produkt duhet të mbahet vetem nga te rritur.Ky produkt nuk është lodër.Mbajeni larg fëmijeve.Kontrolloni produktin përpara çdo përdorimi.Hidheni në shenjat e para të demtimit ose zbutjes.Vetem për përdorim të jashtëm.Ky produkt është për fëmije 0m+.

Përbajtja: PP, Silicon

#### • Krehër dhe furce

**Perdorimi dhe kujdesi:** Krehëri dhe furça e flokëve janë krijuar për kujdesin e përditshëm të flokëve të foshnjës. Mbajeni setin të pastër, lajeni në ujë të ngrohtë me detergjent të butë. Shpelajeni tërësisht dhe thajeni. Mos e pastroni me tretës ose kimikate të ashpra, mos e lani në pjatalarëse.

**KUJDESI!** Ky produkt duhet të mbahet vetem nga nje i rritur. Ky produkt nuk është lodër. Mbajeni larg fëmijeve. Kontrolloni produktin përpara çdo përdorimi. Hidheni në shenjat e para të demtimit ose zbutjes. Mbajeni larg zjarrit. Ky produkt është për fëmije 0m+.

Përbajtja: PP, TPR

#### • Gërshtëret, prerësja thonjsh, skedar thonjsh

**Perdorimi dhe kujdesi:** Është e rëndësishme qe te mbani thonjte e fëmijes te paster dhe te prere per te parandaluar gervishjet aksidentale. Rekomandohet të prisni thonjtë ndërsa foshnja është duke fjetur, kur ajo / ajo është e qetë dhe nuk lëviz, për të shmangur rrezikun e lëndimit. Mbajeni setin të pastër, lajeni në ujë të ngrohtë me një detergjent të butë. Shpelajeni tërësisht dhe thajeni. Mos e pastroni me tretës ose kimikate të ashpra, mos e lani në pjatalarëse.

**KUJDESI!** Ky produkt duhet të mbahet vetem nga nje i rritur.Ky produkt nuk është lodër.Mbajeni larg fëmijeve.Kontrolloni produktin përpara çdo përdorimi.Hidheni në shenjat e para të demtimit ose zbutjes.Mbajeni larg zjarrit.

Ky produkt është për fëmije 0m+.

Përbajtja: PP,ABS, çelik i pandryshkshëm

**KUJDESI!** Mos e lini kurrë fëmijën pa mbikëqyrje! Këto produkte duhet të përdoren vetëm nga të rriturit!

**Përbajtja:** PP, TPR, ABS, çelik i pandryshkshëm, Silicon; **Mosha:**\* Furce dhembesh gisht : mosha 3m+ \* Aspirator hunde, sete perkujdesi per thonj dhe per floke.Mosha 0 m+.

## Σετ υγιεινής μωρού με θήκη ταξιδιού

Παρακαλώ, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση.

### Χαρακτηριστικά:

- Οδοντόβουρτσα Δακτύλου
- Ο ρινικός αναρροφητήρας έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει στην ανακούφιση της ρινικής συμφόρησης του μωρού σας με την εκχύλιση βλέννας από τη μύτη.
- Η βούρτσα είναι κατασκευασμένη από μαλακό νάilon υλικό.
- Η χτένα έχει στρογγυλεμένες λεπίδες, οι οποίες παρέχουν εύκολη ολίσθηση στα μαλλιά του μωρού.
- Φαλίδι, νυχοκόπτη, λίμα. Το σετ μανικιούρ αναπτύχθηκε για να προσφέρει άνεση ενώ καλλωπίζει τα νύχια του παιδιού σας.

### Για την ασφάλεια και την υγεία του παιδιού σας: ΠΡΟΣΟΧΗ!

#### • Οδοντόβουρτσα Δακτύλου

**ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ:** Πριν από την πρώτη χρήση αποστειρώστε στους 100 ° C.

Βάλτε την οδοντόβουρτσα ανάμεσα στα δάχτυλά σας. Πρέπει να ταιριάζει άνετα στο άκρο του δακτύλου για να βεβαιωθείτε ότι δεν θα βγει κατά τη χρήση. Βρέξτε τις τρίχες ελαφρά με βραστό ζεστό νερό. Καθαρίστε τα δόντια του μωρού, τη γλώσσα και τα ούλα ή κάντε μασάζ στα ούλα χρησιμοποιώντας απαλή πίεση. Χρησιμοποιήστε το για περισσότερο από 1 λεπτό. Μετά τη χρήση πλύνετε σε ζεστό νερό με ήπιο απορρυπαντικό, ξεπλύνετε καλά, πιέστε και στεγνώστε. Μην το καθαρίζετε με διαλύτες ή σκληρές χημικές ουσίες, μην το πλένετε στο πλυντήριο πιάτων.

**ΠΡΟΣΟΧΗ!** Αυτό το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο από ενήλικα. Το προϊόν δεν είναι παιχνίδι. Κρατήστε το μακριά από παιδιά. Ελέγξτε το προϊόν πριν από κάθε χρήση. Πετάξτε με τα πρώτα σημάδια βλάβης ή αδυναμίας. Μην το χρησιμοποιείτε ποτέ ως πιπίλα. Μακριά από φωτιά.

Το προϊόν προορίζεται για παιδιά 3 μηνών +.

Περιεχόμενο: σιλικόνη

#### • Ρινικός Αποφρακτήρας

**ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ:** Πριν από την πρώτη χρήση αποστειρώστε το άκρο σιλικόνης σε θερμοκρασία όχι μεγαλύτερη των 100 ° C και πλύνετε την ελαστική αντλία με ζεστό νερό και ήπιο απορρυπαντικό. Ξεπλύνετε καλά, πιέστε και στεγνώστε. Μην εισάγετε το άκρο σιλικόνης βαθιά μέσα στη ρινική κοιλότητα, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό. Πιέστε τη λαστιχένια αντλία και μετά εισαγάγετε απαλά το άκρο σιλικόνης σε ένα από τα ρουθούνια του μωρού. Πιέστε προσεκτικά το άλλο ρουθούνι με το δάχτυλό σας. Μειώστε απαλά την πίεση στην λαστιχένια αντλία, θα εξαγάγει τη ρινική έκκριση από τη μύτη του μωρού. Μετά τη χρήση πλύνετε σε ζεστό νερό με ήπιο απορρυπαντικό, ξεπλύνετε καλά, πιέστε και στεγνώστε. Μην το καθαρίζετε με διαλύτες ή σκληρές χημικές ουσίες, μην το πλένετε στο πλυντήριο πιάτων.

**ΠΡΟΣΟΧΗ!** Αυτό το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο από ενήλικα. Το προϊόν δεν είναι παιχνίδι. Κρατήστε το μακριά από παιδιά. Ελέγξτε το προϊόν πριν από κάθε χρήση. Πετάξτε με τα πρώτα σημάδια βλάβης ή αδυναμίας. Μακριά από φωτιά. Μόνο για εξωτερική χρήση.

Το προϊόν προορίζεται για παιδιά 0 μηνών +.

Περιεχόμενο: PP, σιλικόνη

#### • Χτένα και βούρτσα

**ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ:** Η χτένα και η βούρτσα μαλλιών προορίζονται για καθημερινή φροντίδα μαλλιών του μωρού. Διατηρήστε το σετ καθαρό, πλύνετε σε ζεστό νερό με ένα ήπιο απορρυπαντικό. Ξεπλύνετε καλά και στεγνώστε. Μην το καθαρίζετε με διαλύτες ή σκληρές χημικές ουσίες, μην το πλένετε στο πλυντήριο πιάτων.

**ΠΡΟΣΟΧΗ!** Αυτό το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο από ενήλικα. Το προϊόν δεν είναι παιχνίδι. Κρατήστε το μακριά από παιδιά. Ελέγξτε το προϊόν πριν από κάθε χρήση. Πετάξτε με τα πρώτα σημάδια βλάβης ή αδυναμίας. Μακριά από φωτιά.

Το προϊόν προορίζεται για παιδιά 0 μηνών +.

Περιεχόμενο: PP, TPR

#### • Φαλίδι, Νυχοκόπτη, Λίμα

**ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ:** Είναι σημαντικό να διατηρείτε τα νύχια του μωρού καθαρά και τακτοποιημένα για να αποτρέψετε το σχίσιμο και το τυχαίο ξύσιμο. Κρατήστε τα νύχια ίσια και όχι πολύ κοντά. Συνιστάται να κόβετε τα νύχια ενώ το μωρό κοιμάται, όταν είναι ήρεμο και δεν κινείται, για να αποφευχθεί ο κίνδυνος τραυματισμού. Διατηρήστε το σετ καθαρό, πλύνετε σε ζεστό νερό με ένα ήπιο απορρυπαντικό. Ξεπλύνετε καλά και στεγνώστε. Μην το καθαρίζετε με διαλύτες ή σκληρές χημικές ουσίες, μην το πλένετε στο πλυντήριο πιάτων.

**ΠΡΟΣΟΧΗ!** Αυτό το προϊόν πρέπει να γίνεται μόνο από ενήλικα. Το προϊόν δεν είναι παιχνίδι. Κρατήστε το μακριά από παιδιά. Ελέγξτε το προϊόν πριν από κάθε χρήση. Πετάξτε με τα πρώτα σημάδια βλάβης ή αδυναμίας. Μακριά από φωτιά.

Το προϊόν προορίζεται για παιδιά 0 μηνών +.

Περιεχόμενο: PP, ABS, ανοξειδωτο ατσάλι

**ΠΡΟΣΟΧΗ!** Ποτέ μην αφήνετε το παιδί χωρίς επίβλεψη! Αυτά τα προϊόντα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο από ενήλικες!

**Περιεχόμενο:** PP, TPR, ABS, ανοξειδωτο ατσάλι, σιλικόνη ; **Ηλικία:** \* Οδοντόβουρτσα δαχτύλου: Ηλικία 3 μηνών + / \* Ρινικός αποφρακτήρας, σετ περιποίησης μαλλιών και νυχιών: Ηλικία 0 μηνών + /

## Verzorgingsset inclusief tasje

Lees de gebruiksaanwijzing voor gebruik zorgvuldig door en bewaar voor toekomstige raadpleging.

### Functies:

- Vinger Tandborstel
- Neuspompje is gemaakt om de neus van het kind vrij te maken, zodat hij/zij weer door de neus kan ademen.
- De borstel is gemaakt van zacht nylon.
- De kam heeft ronde uiteinden, waardoor het haar van de baby gemakkelijk gekamd kan worden.
- Schaartje, nagelknipper en vijl. De manicureset is gericht op comfort tijdens de verzorging van de baby's nagels.

### Voor de veiligheid en gezondheid van het kind: WAARSCHUWING!

#### • Vinger Tandborstel

**GEBRUIK EN VERZORGING:** Voor het eerste gebruik steriliseren op niet meer dan 100°C.

Zet de vinger tandborstel op de wijsvinger. Hij moet goed vastzitten op het topje van de vinger, zodat deze niet loslaat tijdens het gebruik. Maak de borstel nat met warm water. Maak de tandjes, tong en het tandvlees van het kind goed schoon. Masseer het tandvlees door er zacht op te drukken. Gebruik niet langer dan 1 minuut. Na gebruik schoonmaken in warm water met een mild afwasmiddel. Reinig grondig, knijp het water er uit en laat drogen. Niet schoonmaken met agressieve reinigingsmiddelen, niet geschikt voor de vaatwasser.

**WAARSCHUWING!** Dit product mag alleen gebruikt worden door een volwassene. Dit is geen speelgoed.

Buiten bereik van kinderen bewaren. Controleer het product voor ieder gebruik. Gooi weg bij de eerste tekenen van slijtage. Gebruik niet als fopspeen. Weghouden van vuur. Dit product is bedoeld voor kinderen ouder dan 3 maanden.

Materiaal: silicone

#### • Neuspompje

**GEBRUIK EN VERZORGING:** Voor het eerste gebruik de silicone top steriliseren op niet meer dan 100°C en was het rubberen pompje met warm water en mild reinigingsmiddel. Reinig grondig, knijp het water er uit en laat drogen. De silicone top niet te diep in de neus steken, dit kan verwondingen veroorzaken. Knijp in het pompje en steek de top in het neusje van de baby. Houd het andere neusgat dicht. Laat voorzichtig het pompje los, dit zal ervoor zorgen dat het neusje leeg wordt gehaald. Na gebruik schoonmaken in warm water met een mild afwasmiddel. Reinig grondig, knijp het water er uit en laat drogen. Niet schoonmaken met agressieve reinigingsmiddelen, niet geschikt voor de vaatwasser.

**WAARSCHUWING!** Dit product mag alleen gebruikt worden door een volwassene. Dit is geen speelgoed.

Buiten bereik van kinderen bewaren. Controleer het product voor ieder gebruik. Gooi weg bij de eerste tekenen van slijtage. Gebruik niet als fopspeen. Weghouden van vuur. Dit product is bedoeld voor kinderen vanaf 0 maanden.

Materiaal: PP, silicone

#### • Kapset

**GEBRUIK EN VERZORGING:** De kam en borstel kunnen dagelijks gebruikt worden. Houd de set schoon, reinig in warm water met mild reinigingsmiddel. Reinig grondig, knijp het water er uit en laat drogen. Niet schoonmaken met agressieve reinigingsmiddelen, niet geschikt voor de vaatwasser.

**WAARSCHUWING!** Dit product mag alleen gebruikt worden door een volwassene. Dit is geen speelgoed.

Buiten bereik van kinderen bewaren. Controleer het product voor ieder gebruik. Gooi weg bij de eerste tekenen van slijtage. Gebruik niet als fopspeen. Weghouden van vuur. Dit product is bedoeld voor kinderen vanaf 0 maanden.

Materiaal: PP, TPR

#### • Manicureset

**Gebruik en verzorging:** Het is belangrijk om de nagels van het kind schoon en kort te houden, zodat de baby zich niet kan verwonden. Houd de nagels recht, maar niet te kort. Het wordt aangeraden om de nagels te knippen als het kind slaapt, zodat hij/zij niet veel zal bewegen, zo voorkom je mogelijke verwondingen. Houd de set schoon: schoonmaken in warm water met een mild afwasmiddel. Reinig grondig, knijp het water er uit en laat drogen. Niet schoonmaken met agressieve reinigingsmiddelen, niet geschikt voor de vaatwasser.

**WAARSCHUWING!** Dit product mag alleen gebruikt worden door een volwassene. Dit is geen speelgoed.

Buiten bereik van kinderen bewaren. Controleer het product voor ieder gebruik. Gooi weg bij de eerste tekenen van slijtage. Gebruik niet als fopspeen. Weghouden van vuur. Dit product is bedoeld voor kinderen vanaf 0 maanden.

Materiaal: PP, ABS, roestvrij staal

**WAARSCHUWING!** Laat het kind niet alleen met deze set! Deze producten dienen alleen gebruikt te worden door volwassenen.

Materiaal: PP, TPR, ABS, roestvrij staal, silicone ; **Leeftijd:**\* Vinger tandenborstel: vanaf 3 maanden \*

Neuspompje, kapset en manicureset: vanaf 0 maanden

## Set igiene neonato con custodia da viaggio

Si prega di leggere attentamente le istruzioni e di conservarle per riferimento futuro.

### Caratteristiche:

- Spazzolino da denti
- L'aspiratore nasale è progettato per alleviare la congestione nasale del tuo bambino producendo muco dal naso.
- La spazzola è realizzata in morbido materiale di nylon.
- Il pettine ha denti arrotondati, che forniscono un facile scorrimento tra i capelli del bambino.
- Forbici, tagliaunghie, lima per unghie. Il set per manicure è stato sviluppato per offrire comfort durante la cura delle unghie del tuo bambino.

### Per la sicurezza e la salute di tuo figlio: AVVERTIMENTO!

#### • Spazzolino da denti

**USO E CURA:** prima del primo utilizzo sterilizzare a non più di 100 ° C.

Metti lo spazzolino da denti sull'indice. Deve adattarsi perfettamente alla punta del dito per assicurarsi che non fuoriesca durante l'uso. Bagnare leggermente le setole con acqua calda bollita. Pulisci i denti da latte, la lingua e le gengive o massaggi la gengive esercitando una leggera pressione. Utilizzare per non più di 1 minuto. Dopo l'uso lavare in acqua calda con un detergente delicato, risciacquare abbondantemente, strizzare e asciugare. Non pulire con solventi o prodotti chimici aggressivi, non lavare in lavastoviglie.

**AVVERTIMENTO!** Questo prodotto deve essere maneggiato solo da un adulto. Il prodotto non è un giocattolo. Tenerlo fuori dalla portata dei bambini. Controllare il prodotto prima di ogni utilizzo. Getta via ai primi segni di danno o debolezza. Non usare mai come succhietto. Tenere lontano dal fuoco.

Il prodotto è destinato a bambini di 3 m +.

Contenuto: Silicone

#### • Aspiratore Nasale

**USO E CURA:** Prima del primo utilizzo sterilizzare la punta in silicone a non più di 100 ° C e lavare la pompa in gomma con acqua tiepida e detergente delicato. Risciacquare abbondantemente, strizzare e asciugare. Non inserire la punta in silicone in profondità nella cavità nasale poiché ciò potrebbe causare lesioni.

Schiaccia la pompa di gomma e poi inserisci delicatamente la punta in silicone in una delle narici del bambino. Premi con attenzione l'altra narice con la punta del dito. Ridurre delicatamente la pressione sulla pompa di gomma, queste estrarranno la secrezione nasale dal naso del bambino.

Dopo l'uso lavare in acqua calda con un detergente delicato, risciacquare abbondantemente, strizzare e asciugare. Non pulire con solventi o prodotti chimici aggressivi, non lavare in lavastoviglie.

**AVVERTIMENTO!** Questo prodotto deve essere maneggiato solo da un adulto. Il prodotto non è un giocattolo. Tenerlo fuori dalla portata dei bambini. Controllare il prodotto prima di ogni utilizzo. Getta via ai primi segni di danno o debolezza. Tenere lontano dal fuoco. Solo per uso esterno.

Il prodotto è destinato a bambini da 0 m +.

Contenuto: PP, Silicone

#### • Pettine e spazzola

**USO E CURA:** Il pettine e la spazzola per capelli sono destinati alla cura quotidiana dei capelli del bambino.

Tenere pulito il set, lavare in acqua tiepida con un detergente delicato. Risciacquare abbondantemente e asciugare. Non pulire con solventi o prodotti chimici aggressivi, non lavare in lavastoviglie. **AVVERTIMENTO!**

Questo prodotto deve essere maneggiato solo da un adulto. Il prodotto non è un giocattolo. Tenerlo fuori dalla portata dei bambini. Controllare il prodotto prima di ogni utilizzo. Getta via ai primi segni di danno o debolezza. Tenere lontano dal fuoco.

Il prodotto è destinato a bambini da 0 m +.

Contenuto: PP,TPR

#### • Forbici, tagliaunghie, lima per unghie

**USO E CURA:** è importante mantenere le unghie del bambino pulite e tagliate per evitare lacerazioni e graffi accidentali. Tieni le unghie dritte e non troppo corte. Si consiglia di tagliare le unghie mentre il bambino dorme, quando è calmo e non si muove, per evitare il rischio di lesioni. Tenere pulito il set, lavare in acqua tiepida con un detergente delicato. Risciacquare abbondantemente e asciugare. Non pulire con solventi o prodotti chimici aggressivi, non lavare in lavastoviglie. **AVVERTIMENTO!** Questo prodotto deve essere maneggiato solo da un adulto. Il prodotto non è un giocattolo. Tenerlo fuori dalla portata dei bambini. Controllare il prodotto prima di ogni utilizzo. Getta via ai primi segni di danno o debolezza. Tenere lontano dal fuoco.

Il prodotto è destinato a bambini da 0 m +.

Contenuto: PP, ABS, acciaio inossidabile

**AVVERTIMENTO!** Non lasciare mai il bambino incustodito! Questi prodotti dovrebbero essere usati solo da adulti!

**Contenuto:** PP, TPR, ABS, acciaio inossidabile, silicone **Età:**\* Spazzolino da denti: età 3 m + / \* Aspiratore nasale, set per la cura dei capelli e delle unghie: età 0 m + /

## Kit d'hygiène bébé avec étui de voyage

Veillez lire attentivement les instructions et les conserver pour référence ultérieure.

### Fonctionnalités:

- Brosse à dents à doigt
- L'aspirateur nasal est conçu pour aider à soulager la congestion nasale de votre bébé en éliminant le mucus du nez.
- La brosse est en nylon souple.
- Le peigne a des dents arrondies, qui lui permettent de glisser facilement dans les cheveux du bébé.
- Ciseaux, coupe-ongles, lime à ongles. Le kit de manucure a été développé pour offrir un confort tout en soignant les ongles de votre enfant.

### Pour la sécurité et la santé de votre enfant: ATTENTION!

#### • Brosse à dents à doigt

**UTILISATION ET ENTRETIEN:** Avant la première utilisation, stérilisez à 100 ° C maximum. Mettez la brosse à dents à doigt sur votre index. Elle doit être bien ajustée sur le bout du doigt pour s'assurer qu'elle ne sortira pas pendant l'utilisation. Mouillez légèrement les poils avec de l'eau bouillie tiède. Nettoyez les dents de bébé, la langue et les gencives ou massez les gencives en exerçant une légère pression. Ne pas utiliser plus d'une minute. Après utilisation, lavez à l'eau chaude avec un détergent doux, rincez abondamment, séchez. Ne pas nettoyer avec des solvants ou des produits chimiques agressifs, ne pas laver au lave-vaisselle.

**ATTENTION!** Ce produit doit être manipulé uniquement par un adulte. Le produit n'est pas un jouet. Gardez-le hors de portée des enfants. Vérifiez le produit avant chaque utilisation. Jetez dès les premiers signes de dégradation ou de faiblesse. Ne l'utilisez jamais comme sucette. Tenir éloigné du feu. Le produit est destiné aux enfants de 3 m +.

Contenu: Silicone

#### • Aspirateur nasal

**UTILISATION ET ENTRETIEN:** Avant la première utilisation, stérilisez l'embout en silicone à 100 ° C maximum et lavez la pompe en caoutchouc avec de l'eau tiède et un détergent doux. Rincez abondamment, pressez et séchez. N'insérez pas l'embout en silicone profondément dans la cavité nasale car cela pourrait provoquer des blessures. Pressez la pompe en caoutchouc, puis insérez doucement l'embout en silicone dans l'une des narines du bébé. Appuyez doucement sur l'autre narine avec votre doigt. Réduisez doucement la pression sur la pompe en caoutchouc, celle-ci extraira la sécrétion nasale du nez du bébé. Après utilisation, lavez à l'eau chaude avec un détergent doux, rincez abondamment, pressez et séchez. Ne pas nettoyer avec des solvants ou des produits chimiques agressifs, ne pas laver au lave-vaisselle.

**ATTENTION!** Ce produit doit être manipulé uniquement par un adulte. Le produit n'est pas un jouet. Gardez-le hors de portée des enfants. Vérifiez le produit avant chaque utilisation. Jetez dès les premiers signes de dégradation ou de faiblesse. Tenir éloigné du feu. Pour usage externe uniquement. Le produit est destiné aux enfants de 0 m +.

Contenu: PP, Silicone

#### • Peigne et brosse

**UTILISATION ET ENTRETIEN:** Le peigne et la brosse à cheveux sont destinés au soin quotidien des cheveux du bébé. Gardez le kit propre, lavez à l'eau tiède avec un détergent doux. Rincez abondamment et séchez. Ne pas nettoyer avec des solvants ou des produits chimiques agressifs, ne pas laver au lave-vaisselle.

**ATTENTION!** Ce produit doit être manipulé uniquement par un adulte. Le produit n'est pas un jouet. Gardez-le hors de portée des enfants. Vérifiez le produit avant chaque utilisation. Jetez dès les premiers signes de dégradation ou de faiblesse. Tenir éloigné du feu. Le produit est destiné aux enfants de 0 m +.

Contenu: PP, TPR

#### • Ciseaux, coupe-ongles, lime à ongles

**UTILISATION ET ENTRETIEN:** Il est important de garder les ongles de bébé propres et coupés pour éviter les déchirures et les griffures accidentelles. Ne pas couper les ongles trop court. Il est recommandé de couper les ongles pendant que le bébé dort, lorsqu'il est calme et ne bouge pas pour éviter les risques de blessure. Gardez le kit propre, lavez à l'eau tiède avec un détergent doux. Rincez abondamment et séchez. Ne pas nettoyer avec des solvants ou des produits chimiques agressifs, ne pas laver au lave-vaisselle.

**ATTENTION!** Ce produit doit être manipulé uniquement par un adulte. Le produit n'est pas un jouet. Gardez-le hors de portée des enfants. Vérifiez le produit avant chaque utilisation. Jetez dès les premiers signes de dégradation ou de faiblesse. Tenir éloigné du feu. Le produit est destiné aux enfants de 0 m +.

Contenu: PP, ABS, acier inoxydable

**ATTENTION!** Ne laissez jamais l'enfant sans surveillance! Ces produits ne doivent être utilisés que par des adultes!

Contenu: PP, TPR, ABS, acier inoxydable, Silicone ; **Age:**\* Brosse à dents à doigt : Âge 3 mois + / \* Aspirateur nasal, kit de soins des cheveux et des ongles: Âge 0 mois + /



# Երեխայի հիգիենայի հավաքածու ճամբորդական տուփով

Ինդոթեմ կարողացնեք ցուցումները ուշադիր և պահպանեք այն հետագայի համար

## Հատկանիշներ

- Նևստի խոզանակ
- Քթի ասպիրտորը նախատեսված ք թթվացնել Ձեր փոքրիկի քթի փակվածությունը
- Խողանակը պատրաստված է Լուրբ նեյլոնե գործվածքից
- Սանրն ունի կլորացված ատամներ, որոնք հեշտությամբ սահում են երեխայի մազերի միջով:
- Մկրատ, եղունգի կտրիչ, եղունգի խարտոց Հավաքածուն ստեղծվել է Ձեր երեխայի խնամքը ավելի հարմարավետ դարձնելու համար:

## Ձեր փոքրիկի անվտանգության և առողջության համար 29ՌԻՇԱՌԻՄ

### • Նևստի խոզանակ

**ՕԳՏԱԳՈՐԹՈՒՄ ԵՎ ԽՆԱՄՔ.** Մինչև առաջին օգտագործումը պատահանեք ոչ ավելի, քան 100 ° C ջերմաստիճանում: Դրեք մատի ատամի խոզանակը ձեր ցուցամատի վրա: Այն պետք է տեղավորվի մատի ծայրին` համովելու համար, որ օգտագործման ընթացքում այն դուրս չի գա: Խոզանակները մի փոքր թրջեք եռացրած ջրով: Մաքուր կաթնատամները, լեզուն և լնդերը կամ մերսեք լնդերը` օգտագործելով Լուրբ ճնշում: Օգտագործեք ոչ ավելի, քան 1 րոպե: Օգտագործելուց հետո տաք ջրով լվանալ թույլ լվացող միջոցով, մակրակրկիտ լվանալ, քամել և չորացնել: Մի մաքրեք լուծիչներով կամ կոշտ քիմիական նյութերով, մի լվացեք աման լվացող մեքենայի մեջ:

### 29ՌԻՇԱՌԻՄ Այս ապրանքը պետք է օգտագործվի միայն մեծահասակի կողմից: Ապրանքը խաղալիք չէ:

Պահեք այն երեխաներից հեռու: Ստուգեք յուրաքանչյուր օգտագործումից հետո: Նետեք վնասի կամ թուլության առաջին նշանների դեպքում: Երբեք մի օգտագործեք որպես կոծիչ: Հեռու պահել կրակից. Ապրանքը նախատեսված է 3 ամ + երեխաների համար:

Պարունակություն : սիլիկոն

### • Քթի ասպիրտոր

**Օգտագործումը և խնամքը.** Նախքան օգտագործելը պատահանեք ոչ ավելի, քան 100 ° C ջերմաստիճանում և ռետինե պոմպը լվացեք տաք ջրով և թույլ լվացող միջոցներով: Մակրակրկիտ լվանալ, քամել և չորացնել: Մի տեղադրեք սիլիկոնային ծայրը խորք քթի խոռոչի մեջ, քանի որ դա կարող է վնաս պատճառել: Քամեք ռետինե պոմպը և այնուհետև կրթորեք մոտեցնել սիլիկոնային ծայրը երեխայի քթանցքներից մեկի մեջ: Մատների ծայրով գզուշորես փակել մյուս քթանցքը: Մեղմորես կրծատեք ճնշումը ռետինե պոմպի վրա, դրանք երեխայի քթից դուրս կբերեն ռնային սեկրեցումը: Օգտագործելուց հետո տաք ջրով լվանալ թույլ լվացող միջոցով, քամել և չորացնել: Մի մաքրեք լուծիչներով կամ կոշտ քիմիական նյութերով, մի լվացեք աման լվացող սարքի մեջ:

### 29ՌԻՇԱՌԻՄ Այս ապրանքը պետք է օգտագործվի միայն մեծահասակի կողմից: Ապրանքը խաղալիք չէ: Պահեք այն երեխաներից հեռու: Ստուգեք ապրանքը յուրաքանչյուր օգտագործումից առաջ: Նետեք վնասի կամ թուլության առաջին նշանների դեպքում: Հեռու պահեք կրակից. Արտաքին օգտագործման համար Ապրանքը նախատեսված է 0 ամ + երեխաների համար:

Պարունակություն : PP, սիլիկոն

### • Սանր

**Օգտագործումը և խնամքը.** Սանրը և մագի խոզանակը նախատեսված են երեխայի ամենօրյա մազերի խնամքի համար: Հավաքածուն մաքուր պահեք, տաք ջրով լվացեք թույլ լվացող միջոցով: Մակրակրկիտ լվացեք և չորացրեք: Մի մաքրեք լուծիչներով կամ կոշտ քիմիական նյութերով, մի լվացեք աման լվացող մեքենայի մեջ:

### 29ՌԻՇԱՌԻՄ Այս ապրանքը պետք է օգտագործվի միայն մեծահասակի կողմից: Ապրանքը խաղալիք չէ: Պահեք այն երեխաներից հեռու: Ստուգեք ապրանքը յուրաքանչյուր օգտագործումից առաջ: Նետեք վնասի կամ թուլության առաջին նշանների դեպքում: Հեռու պահեք կրակից. Արտաքին օգտագործման համար Ապրանքը նախատեսված է 0 ամ + երեխաների համար:

Պարունակություն : PP, TPR

### • Մկրատ, եղունգների խարտոց եղունգների կտրիչ

**Օգտագործումը և խնամքը.** Կարևոր է մաքրել և կտրել երեխայի եղունգները` պատահական քերվածքներից խուսափելու համար: Եղունգները պահեք ուղիղ և ոչ շատ կարծ: Երեխայի քնելու ժամանակ, երբ նա հանգիստ է և չի շարժվում, խորհուրդ է տրվում կտրել եղունգները` վնասվածքի ռիսկից խուսափելու համար: Հավաքածուն մաքուր պահեք, տաք ջրով լվացեք թույլ լվացող միջոցով: Մակրակրկիտ լվացեք և չորացրեք: Մի մաքրեք լուծիչներով կամ կոշտ քիմիական նյութերով, մի լվացեք աման լվացող մեքենայի մեջ:

### 29ՌԻՇԱՌԻՄ Այս ապրանքը պետք է օգտագործվի միայն մեծահասակի կողմից: Ապրանքը խաղալիք չէ: Պահեք այն երեխաներից հեռու: Ստուգեք ապրանքը յուրաքանչյուր օգտագործումից առաջ: Նետեք վնասի կամ թուլության առաջին նշանների դեպքում: Հեռու պահեք կրակից. Արտաքին օգտագործման համար Ապրանքը նախատեսված է 0 ամ + երեխաների համար:

Պարունակություն : PP, ABS, Չժանգոտվող պողպատ

**29ՌԻՇԱՏՈՒՄ** Երբեք մի թողեք երեխային առանց ուշադրության: Ապրանքները պետք է օգտագործեն միայն մեծահասակները

**Պարունակություն :** PP, TPR, ABS, Չժանգոտվող պողպատ, սիլիկոն ; **Տարիք:**\* Ատամի խողանակ 3 ամ +

\*Քթի ասպիրտոր, մագերի և եղունգների խնամք 0 ամ+